

Micro-burettes de Bang
robinet droit en **PTFE**
robinet latéral de sécurité

 **BRAND**

VERRE
borosilicaté 3.3

 **Classe AS**

 graduations
imprimées bleues

 bande
Schellbach

- conformes à la norme DIN EN ISO 385
- robinet droit en PTFE interchangeable, robinet en verre sur demande
- robinet de sécurité latéral
- calibrage pour écoulement «EX» : le volume affiché correspond à celui qui s'écoule à l'extérieur de la pipette
- livrées avec un socle
- numéro de lot et certificat de lot
- certificat individuel sur demande

capacité	graduations	tolérance	référence	Prix HT
2 ml	0,01 ml	± 0,01 ml	BD5610	les 2
5 ml	0,01 ml	± 0,01 ml	BD5611	les 2
10 ml	0,02 ml	± 0,02 ml	BD5612	les 2



Burettes **classe AS**
robinet droit en **PTFE**

 **BRAND**

VERRE
borosilicaté 3.3

 **Classe AS**

 graduations
blanches / bleues

 bande
Schellbach

- conformes à la norme DIN EN ISO 385
- robinet en PTFE amovible
- verre clair avec graduations circulaires bleues et bande Schellbach, ou verre ambré avec graduations circulaires blanches
- calibrage pour écoulement «EX» : le volume affiché correspond à celui qui s'écoule à l'extérieur de la pipette
- numéro de lot et certificat de lot
- certificat individuel sur demande



capacité	graduations	tolérance	référence	Prix HT	référence	Prix HT
			verre clair graduations bleues		verre ambré graduations blanches	
10 ml	0,02 ml	±0,020 ml	BD5620		BD5630	
25 ml	0,05 ml	±0,030 ml	BD5621		BD5631	
50 ml	0,10 ml	±0,050 ml	BD5622		BD5632	

Burettes **classe B**
robinet droit en **PTFE**

 **BRAND**


VERRE
borosilicaté 3.3

 **Classe B**

 graduations
blanches / bleues

 bande
Schellbach

- conformes à la norme DIN EN ISO 385
- robinet en PTFE amovible
- verre clair avec graduations circulaires bleues et bande Schellbach, ou verre ambré avec graduations circulaires blanches
- calibrage pour écoulement «EX» : le volume affiché correspond à celui qui s'écoule à l'extérieur de la pipette



capacité	graduations	tolérance	référence	Prix HT	référence	Prix HT
			verre clair graduations bleues		verre ambré graduations blanches	
10 ml	0,05 ml	±0,050 ml	BD5640		-	
25 ml	0,10 ml	±0,080 ml	BD5641		BD5651	
50 ml	0,10 ml	±0,100 ml	BD5642		BD5652	