



BRAND

## Burettes de Schilling automatiques Classe B

 BRAND

VERRE  
borosilicaté 3.3

Classe B

graduations  
blanches / ambres

bande  
Schellbach

**i**

Burette automatique : burette équipée d'un dispositif qui ajoute un volume sur commande. Le volume délivré est déterminé avec grande précision et en plus grande quantité qu'avec une burette standard. Les burettes automatiques permettent l'automatisation des titrations répétitives.

- conformes à la norme DIN EN ISO 385
- verre clair avec graduations bleues et bande Schellbach, ou verre ambré avec graduations blanches
- tube de remplissage en PVC
- tube d'écoulement en silicone
- flacon réservoir en polyéthylène LDPE
- pied en polyéthylène HDPE
- raccord en Polyamide gris
- microvis en laiton et PP pour titrage précis
- remplissage rapide par pression sur le flacon
- mise à zéro automatique
- titrage grossier en relâchant la microvis et en utilisant le bouton-poussoir
- calibrage pour écoulement «EX» : le volume affiché correspond à celui qui s'écoule à l'extérieur de la pipette
- livrées avec flacon et pied assurant la stabilité de l'ensemble



VERRERIE - BURETTES

455

## Burettes de Schilling automatiques Classe B

 burkle

VERRE  
borosilicaté 3.3

Classe B

graduations  
bleues

bande  
Schellbach



- conformes à la norme DIN EN ISO 385
- en verre borosilicate 3.3
- ajustée sur Ex
- graduations circulaires bleues
- bande Schellbach
- pour gauchers et droitiers
- stables
- pointe d'écoulement précise, formation de gouttes extrêmement fines
- pièces en contact avec le milieu : PE, PP, caoutchouc naturel, verre borosilicaté



capacité	grad.	tolérance	hauteur	référence	Prix HT	référence	Prix HT
				burettes en verre clair graduations bleues réservoir 500 ml		burettes en verre ambré graduations blanches réservoir 1000 ml	
10 ml	0,05 ml	±0,050 ml	590 mm	BD5660		-	
15 ml	0,10 ml	±0,080 ml	500 mm	BD5661		BD5665	
25 ml	0,10 ml	±0,080 ml	675 mm	BD5662		BD5666	
50 ml	0,10 ml	±0,100 ml	930 mm	BD5663		-	

capacité	grad.	tolérance	hauteur	réservoir	référence	Prix HT
5 ml	0,05 ml	±0,030 ml	610 mm	500 ml	B96955	
10 ml	0,05 ml	±0,030 ml	560 mm	500 ml	B969510	
15 ml	0,10 ml	±0,045 ml	520 mm	500 ml	B969515	
25 ml	0,10 ml	±0,045 ml	650 mm	1000 ml	B969525	
50 ml	0,10 ml	±0,075 ml	920 mm	1000 ml	B969550	

Tél. 01 42 50 50 50

Prix HT départ au 01.09.2021, sans engagement

LABOMODERNE

www.labomoderne.com - info@labomoderne.com

455