


Éprouvettes graduées **classe A** en verre borosilicaté 3.3



- conformes à la norme DIN EN ISO 4788
- avec bec verseur
- pied en verre hexagonal
- numéro de lot et certificat de lot
- certificat individuel sur demande




capacité	grad.	tolérance	hauteur	référence	Prix HT
5 ml	0,1 ml	±0,05	115 mm	BD6210 les 2	
10 ml	0,2 ml	±0,10	140 mm	BD6211 les 2	
25 ml	0,5 ml	±0,25	170 mm	BD6212 les 2	
50 ml	1,0 ml	±0,50	200 mm	BD6213 les 2	
100 ml	1,0 ml	±0,50	260 mm	BD6214 les 2	
250 ml	2,0 ml	±1,00	335 mm	BD6215 les 2	
500 ml	5,0 ml	±2,50	365 mm	BD6216 les 2	
1000 ml	10,0 ml	±5,00	465 mm	BD6217 l'unité	
2000 ml	20,0 ml	±10,00	505 mm	BD6218 l'unité	

Éprouvettes graduées **classe A** en verre borosilicaté 3.3 avec bouchon en PP



- conformes à la norme DIN EN ISO 4788
- avec bouchon en PP
- pied en verre hexagonal
- numéro de lot et certificat de lot
- certificat individuel sur demande



capacité	grad.	tolérance	hauteur	rodage	référence	Prix HT
10 ml	0,2 ml	±0,10	160 mm	10/19	BD6241 les 2	
25 ml	0,5 ml	±0,25	193 mm	14/23	BD6242 les 2	
50 ml	1,0 ml	±0,50	226 mm	19/26	BD6243 les 2	
100 ml	1,0 ml	±0,50	290 mm	24/29	BD6244 les 2	
250 ml	2,0 ml	±1,00	367 mm	29/32	BD6245 les 2	
500 ml	5,0 ml	±2,50	425 mm	34/35	BD6246 les 2	
1000 ml	10,0 ml	±5,00	510 mm	45/40	BD6247 l'unité	

Éprouvettes graduées **classe B** en verre borosilicaté 3.3



- conformes à la norme DIN EN ISO 4788
- avec bec verseur
- pied en verre hexagonal



capacité	grad.	tolérance	hauteur	référence	Prix HT
10 ml	0,2 ml	±0,15 ml	140 mm	BD6221 les 2	
25 ml	0,5 ml	±0,40 ml	170 mm	BD6222 les 2	
50 ml	1,0 ml	±0,80 ml	200 mm	BD6223 les 2	
100 ml	1,0 ml	±0,80 ml	260 mm	BD6224 les 2	
250 ml	2,0 ml	±1,50 ml	335 mm	BD6225 les 2	
500 ml	5,0 ml	±4,00 ml	365 mm	BD6226 les 2	
1000 ml	10,0 ml	±8,00 ml	465 mm	BD6227 l'unité	
2000 ml	20,0 ml	±15,00 ml	505 mm	BD6228 l'unité	

Éprouvettes graduées forme basse **classe B** en verre borosilicaté 3.3



- conformes à la norme DIN EN ISO 4788
- avec bec verseur
- pied en verre hexagonal



capacité	grad.	tolérance	hauteur	référence	Prix HT
10 ml	1 ml	±0,3 ml	90 mm	BD6231 les 2	
25 ml	1 ml	±0,5 ml	115 mm	BD6232 les 2	
50 ml	2 ml	±1,0 ml	145 mm	BD6233 les 2	
100 ml	2 ml	±1,0 ml	165 mm	BD6234 les 2	
250 ml	5 ml	±2,0 ml	195 mm	BD6235 les 2	
500 ml	10 ml	±5,0 ml	250 mm	BD6236 les 2	
1000 ml	20 ml	±10,0 ml	285 mm	BD6237 l'unité	
2000 ml	50 ml	±20,0 ml	340 mm	BD6238 l'unité	