



BRAND


VERRERIE- ÉPROUVETTES GRADUÉES

459


Éprouvettes **classe A** en PMP (TPX®) graduations imprimées

Éprouvettes **classe B** en PMP (TPX®) graduations imprimées


Éprouvettes **classe B** en PMP (TPX®) graduations moulées



- conformes à la norme DIN EN ISO 6706
- transparents
- avec bec verseur
- base hexagonale stable
- numéro de lot et certificat de lot
- certificat individuel sur demande



- conformes à la norme DIN EN ISO 6706
- transparents
- avec bec verseur
- base hexagonale stable



- conformes à la norme DIN EN ISO 6706
- transparents
- avec bec verseur
- base hexagonale stable

capacité	grad.	tolérance	hauteur	référence	Prix HT
10 ml	0,2 ml	±0,1 ml	145 mm	BD6251	les 2
25 ml	0,5 ml	±0,25 ml	170 mm	BD6252	les 2
50 ml	1,0 ml	±0,5 ml	200 mm	BD6253	les 2
100 ml	1,0 ml	±0,5 ml	250 mm	BD6254	les 2
250 ml	2,0 ml	±1,0 ml	315 mm	BD6255	les 2
500 ml	5,0 ml	±2,5 ml	360 mm	BD6256	les 2
1000 ml	10,0 ml	±5,0 ml	440 mm	BD6257	l'unité
2000 ml	20,0 ml	±10,0 ml	535 mm	BD6258	l'unité

capacité	grad.	tolérance	hauteur	référence	Prix HT
10 ml	0,2 ml	±0,2 ml	145 mm	BD6261	l'unité
25 ml	0,5 ml	±0,5 ml	170 mm	BD6262	l'unité
50 ml	1,0 ml	±1,0 ml	200 mm	BD6263	l'unité
100 ml	1,0 ml	±1,0 ml	250 mm	BD6264	l'unité
250 ml	2,0 ml	±2,0 ml	315 mm	BD6265	l'unité
500 ml	5,0 ml	±5,0 ml	360 mm	BD6266	l'unité
1000 ml	10,0 ml	±10,0 ml	440 mm	BD6267	l'unité
2000 ml	20,0 ml	±20,0 ml	535 mm	BD6268	l'unité

capacité	grad.	tolérance	hauteur	référence	Prix HT
10 ml	0,2 ml	±0,2 ml	145 mm	BD6271	l'unité
25 ml	0,5 ml	±0,5 ml	170 mm	BD6272	l'unité
50 ml	1,0 ml	±1,0 ml	200 mm	BD6273	l'unité
100 ml	1,0 ml	±1,0 ml	250 mm	BD6274	l'unité
250 ml	2,0 ml	±2,0 ml	315 mm	BD6275	l'unité
500 ml	5,0 ml	±5,0 ml	360 mm	BD6276	l'unité
1000 ml	10,0 ml	±10,0 ml	440 mm	BD6277	l'unité
2000 ml	20,0 ml	±20,0 ml	535 mm	BD6278	l'unité