

### **Béchers** en PFA



capacité	dim. (Ø xh)	référence	Prix HT
25 ml	Ø 32 x h50 mm	BA5650	
50 ml	Ø 39 x h58 mm	BA5651	
100 ml	Ø 50 x h71 mm	BA5652	
250 ml	Ø 67 x h95 mm	BA5653	
500 ml	Ø82xh119mm	BA5654	
1000 ml	Ø 104 x h 141 mm	BA5655	

#### **Béchers** en PTFE

# PLASTIQUE PTFE



- surface intérieure épaisse et lisse
- · bord supérieur renforcé
- · avec bec verseur
- · couvercle en PTFE avec épaulement de centrage, en option

capacité	dim. (Ø xh)	référence	Prix HT
	béchers		
3 ml	Ø 17 x h22 mm	BA5660	
5 ml	Ø 21 x h24 mm	BA5661	
10 ml	Ø 26 x h 36 mm	BA5662	
25 ml	Ø 31 x h47 mm	BA5663	
50 ml	Ø41 x h57 mm	BA5664	
100 ml	Ø51 x h78 mm	BA5665	
150 ml	Ø 56 x h92 mm	BA5666	
250 ml	Ø 65 x h97 mm	BA5667	
500 ml	Ø81xh119mm	BA5668	
1000 ml	Ø 105 x h152 mm	BA5669	
2000 ml	Ø 142 x h198 mm	BA5670	
3000 ml	Ø 156 x h232 mm	BA5671	
couvercles			
Couvercle	pour bécher 5 ml	BA5761	
Couvercle	pour bécher 10 ml	BA5762	
	pour bécher 25 ml	BA5763	
	pour bécher 50 ml	BA5764	
Couvercle	pour bécher 100 ml	BA5765	
Couvercle	pour bécher 150 ml	BA5766	
Couvercle	pour bécher 250 ml	BA5767	
Couvercle	pour bécher 500 ml	BA5768	
Couvercle	pour bécher 1000 ml	BA5769	
Couvercle	pour bécher 2000 ml	BA5770	
Couvercle	pour bécher 2000 ml	BA5771	

#### **Entonnoirs** en PTFE

## **PLASTIQUE**



- · ouverture conique
- · tige longue

Ø supérieur	hauteur	Ø tige	référence	Prix HT
Ø 30 mm	h50 mm	4 mm	BA5690	
Ø 50 mm	h84 mm	6 mm	BA5691	
Ø 74 mm	h116 mm	6 mm	BA5692	
Ø 99 mm	h150 mm	10 mm	BA5693	
Ø 152 mm	h200 mm	11 mm	BA5694	

#### **Eprouvettes** en PFA



- · translucide et non poreux • conformes norme ISO 4788
- · graduation
- · bec et anneau de renfort.



500 ml Ø 53 x h308 mm 5,0 ml BA5683

#### Verres de montre en PTFE

**PLASTIQUE** 



· forme convexe

dim. (Ø xh)	référence	Prix HT
Ø 50 x h8 mm	BA5730	
Ø75xh8mm	BA5731	
Ø 100 x h11 mm	BA5732	
Ø 125 x h12 mm	BA5733	