

**Erlenmeyers à col rodé**  
en verre borosilicaté



- en verre borosilicaté DURAN®
- conformes à la norme DIN EN ISO 4797, sauf les références signalées \*
- graduations blanches
- zone de marquage

capacité	col	Ø ext.	référence	Prix HT
<b>rodage 24/29</b>				
10 ml	14/23	Ø 30 mm	EZ1120 *	les 10
25 ml	14/23	Ø 42 mm	EZ1121	les 10
50 ml	14/23	Ø 51 mm	EZ1122	les 10
100 ml	14/23	Ø 64 mm	EZ1123	les 10
<b>rodage 19/26</b>				
25 ml	19/26	Ø 42 mm	EZ1130	les 10
50 ml	19/26	Ø 51 mm	EZ1131	les 10
100 ml	19/26	Ø 64 mm	EZ1132	les 10
150 ml	19/26	Ø 74 mm	EZ1133 *	les 10
200 ml	19/26	Ø 79 mm	EZ1134 *	les 10
250 ml	19/26	Ø 85 mm	EZ1135	les 10
<b>rodage 24/29</b>				
50 ml	24/29	Ø 51 mm	EZ1140	les 10
100 ml	24/29	Ø 64 mm	EZ1141	les 10
150 ml	24/29	Ø 74 mm	EZ1142 *	les 10
200 ml	24/29	Ø 79 mm	EZ1143 *	les 10
250 ml	24/29	Ø 85 mm	EZ1144	les 10
300 ml	24/29	Ø 87 mm	EZ1145 *	les 10
500 ml	24/29	Ø 105 mm	EZ1146	les 10
1000 ml	24/29	Ø 131 mm	EZ1147	les 10
2000 ml	24/29	Ø 166 mm	EZ1148	les 10
<b>rodage 29/32</b>				
50 ml	29/32	Ø 51 mm	EZ1150	les 10
100 ml	29/32	Ø 64 mm	EZ1151	les 10
150 ml	29/32	Ø 74 mm	EZ1152 *	les 10
200 ml	29/32	Ø 79 mm	EZ1153 *	les 10
250 ml	29/32	Ø 85 mm	EZ1154	les 10
300 ml	29/32	Ø 87 mm	EZ1155 *	les 10
500 ml	29/32	Ø 105 mm	EZ1156	les 10
1000 ml	29/32	Ø 131 mm	EZ1157	les 10
2000 ml	29/32	Ø 166 mm	EZ1158	les 10
<b>rodage 45/40</b>				
200 ml	45/40	Ø 79 mm	EZ1160 *	les 10
250 ml	45/40	Ø 85 mm	EZ1161 *	les 10
300 ml	45/40	Ø 87 mm	EZ1162 *	les 10
500 ml	45/40	Ø 105 mm	EZ1163 *	les 10
1000 ml	45/40	Ø 131 mm	EZ1164 *	les 10
2000 ml	45/40	Ø 166 mm	EZ1165 *	les 10
3000 ml	45/40	Ø 185 mm	EZ1166	l'unité
5000 ml	45/40	Ø 223 mm	EZ1167	l'unité

**Erlenmeyers à col rodé**  
en verre borosilicaté ambré



- en verre borosilicaté DURAN®
- conformes à la norme DIN EN ISO 4797, sauf les références signalées \*
- graduations blanches
- zone de marquage

capacité	col	Ø ext.	référence	Prix HT
<b>rodage 29/32</b>				
50 ml	29/32	Ø 51 mm	EZ1170	les 10
100 ml	29/32	Ø 64 mm	EZ1171	les 10
200 ml	29/32	Ø 79 mm	EZ1172 *	les 10
250 ml	29/32	Ø 85 mm	EZ1173	les 10
300 ml	29/32	Ø 87 mm	EZ1174 *	les 10
500 ml	29/32	Ø 105 mm	EZ1175	les 10
1000 ml	29/32	Ø 131 mm	EZ1176	les 10
2000 ml	29/32	Ø 166 mm	EZ1177	les 10

**Erlenmeyers à col fileté GL**  
en verre borosilicaté



- en verre borosilicaté DURAN®
- conformes à la norme DIN EN ISO 4797, sauf les références signalées \*
- graduations blanches
- zone de marquage
- bouchon vissant en PBT rouge

capacité	col	Ø ext.	référence	Prix HT
<b>filetage GL</b>				
100 ml	GL25	Ø 64 mm	EZ1180	les 10
250 ml	GL32	Ø 85 mm	EZ1181	les 10
500 ml	GL32	Ø 105 mm	EZ1182 *	les 10
1000 ml	GL32	Ø 131 mm	EZ1183	les 10