

Tubes raccords forme B rodage mâle



- en verre borosilicaté DURAN®
- rodage mâle
- conformes à la norme DIN 12249, sauf les références signalées *

rodage	dim. (Ø x h)	épaisseur paroi	référence	Prix HT
5/13	Ø4 x 115 mm	0,8 mm	EZ3010	les 10
7/16	Ø6 x 115 mm	1,5 mm	EZ3011	les 10
10/19	Ø8 x 115 mm	1,5 mm	EZ3012	les 10
12/21	Ø11 x 130 mm	1,5 mm	EZ3013	les 10
14/23	Ø13 x 130 mm	1,5 mm	EZ3014	les 10
19/26	Ø17 x 130 mm	1,8 mm	EZ3015	les 10
24/29	Ø22 x 130 mm	1,8 mm	EZ3016	les 10
29/32	Ø26 x 130 mm	2,0 mm	EZ3017	les 10
34/35	Ø30 x 130 mm	2,0 mm	EZ3018	les 10
40/38	Ø36 x 145 mm	2,0 mm	EZ3019	les 10 *
45/40	Ø40 x 145 mm	2,3 mm	EZ3020	les 10
50/42	Ø46 x 145 mm	2,3 mm	EZ3021	l'unité *
55/44	Ø50 x 145 mm	2,5 mm	EZ3022	l'unité *
60/46	Ø54 x 160 mm	2,5 mm	EZ3023	l'unité
71/51	Ø65 x 180 mm	3,2 mm	EZ3024	l'unité
85/55	Ø80 x 180 mm	3,5 mm	EZ3025	l'unité

Tubes raccords forme G rodage mâle à pointe



- en verre borosilicaté DURAN®
- rodage mâle avec pointe droite
- conformes à la norme DIN 12249, sauf les références signalées *

rodage	dim. (Ø x h)	épaisseur paroi	référence	Prix HT
7/16	Ø6 x 115 mm	1,5 mm	EZ3031	les 10
10/19	Ø8 x 115 mm	1,5 mm	EZ3032	les 10
12/21	Ø11 x 130 mm	1,5 mm	EZ3033	les 10
14/23	Ø13 x 130 mm	1,5 mm	EZ3034	les 10
19/26	Ø17 x 130 mm	1,8 mm	EZ3035	les 10
24/29	Ø22 x 130 mm	1,8 mm	EZ3036	les 10
29/32	Ø26 x 130 mm	2,0 mm	EZ3037	les 10
34/35	Ø30 x 130 mm	2,0 mm	EZ3038	les 10
40/38	Ø36 x 145 mm	2,0 mm	EZ3039	les 10 *
45/40	Ø40 x 145 mm	2,3 mm	EZ3040	les 10
50/42	Ø46 x 145 mm	2,3 mm	EZ3041	l'unité *
55/44	Ø50 x 160 mm	2,5 mm	EZ3042	l'unité *
60/46	Ø54 x 185 mm	2,5 mm	EZ3043	l'unité
71/51	Ø65 x 185 mm	3,2 mm	EZ3044	l'unité
85/55	Ø80 x 185 mm	3,5 mm	EZ3045	l'unité

Tubes raccords rodage mâle à pointe courte



- en verre borosilicaté DURAN®
- rodage mâle avec pointe courte

rodage	dim. (Ø x h)	épaisseur paroi	référence	Prix HT
14/23	Ø13 x 120 mm	1,5 mm	EZ3064	les 10
19/26	Ø17 x 120 mm	1,8 mm	EZ3065	les 10
24/29	Ø22 x 130 mm	1,8 mm	EZ3066	les 10
29/32	Ø26 x 130 mm	2,0 mm	EZ3067	les 10

Tubes raccords forme F rodage mâle à pointe biseautée



- en verre borosilicaté DURAN®
- rodage mâle avec pointe biseautée
- conformes à la norme DIN 12249

rodage	dim. (Ø x h)	épaisseur paroi	référence	Prix HT
14/23	Ø13 x 120 mm	1,5 mm	EZ3054	les 10
19/26	Ø17 x 120 mm	1,8 mm	EZ3055	les 10
24/29	Ø22 x 130 mm	1,8 mm	EZ3056	les 10
29/32	Ø26 x 130 mm	2,0 mm	EZ3057	les 10

Tubes raccords rodage mâle long



- en verre borosilicaté DURAN®
- rodage mâle

rodage	dim. (Ø x h)	épaisseur paroi	référence	Prix HT
5/20	Ø4 x 115 mm	0,8 mm	EZ3070	les 10
7/25	Ø6 x 115 mm	1,5 mm	EZ3071	les 10
10/30	Ø8 x 115 mm	1,5 mm	EZ3072	les 10
12/32	Ø11 x 140 mm	1,5 mm	EZ3073	les 10
14/35	Ø13 x 140 mm	1,5 mm	EZ3074	les 10
19/38	Ø17 x 140 mm	1,8 mm	EZ3075	les 10
24/40	Ø22 x 140 mm	1,8 mm	EZ3076	les 10
29/42	Ø26 x 140 mm	2,0 mm	EZ3077	les 10
34/45	Ø30 x 140 mm	2,0 mm	EZ3078	les 10
45/50	Ø40 x 150 mm	2,3 mm	EZ3079	les 10

Tubes raccords rodage mâle à pointe



- en verre borosilicaté DURAN®
- rodage mâle avec pointe droite

rodage	dim. (Ø x h)	épaisseur paroi	référence	Prix HT
29/32	Ø28 x 300 mm	2,0 mm	EZ3090	les 10
34/35	Ø32 x 300 mm	2,0 mm	EZ3091	les 10
45/40	Ø40 x 300 mm	2,3 mm	EZ3092	les 10
60/46	Ø54 x 375 mm	2,5 mm	EZ3093	les 10
71/51	Ø65 x 500 mm	3,2 mm	EZ3094	les 10

Tubes raccords rodage mâle long à pointe



- en verre borosilicaté DURAN®
- rodage mâle avec pointe droite

rodage	dim. (Ø x h)	épaisseur paroi	référence	Prix HT
14/35	Ø13 x 120 mm	1,5 mm	EZ3084	les 10
19/38	Ø17 x 120 mm	1,8 mm	EZ3085	les 10
24/40	Ø22 x 130 mm	1,8 mm	EZ3086	les 10
29/42	Ø26 x 130 mm	2,0 mm	EZ3087	les 10