

Tubes raccords forme E rodage femelle



- en verre borosilicaté DURAN®
- rodage femelle
- conformes à la norme DIN 12249, sauf les références signalées *

rodage	dim. (Ø x h)	épaisseur paroi	référence	
5/13	Ø 8 x 120 mm	1,5 mm	EZ3110	les 10
7/16	Ø 10 x 120 mm	1,5 mm	EZ3111	les 10
10/19	Ø 13 x 130 mm	1,5 mm	EZ3112	les 10
12/21	Ø 15 x 130 mm	1,8 mm	EZ3113	les 10
14/23	Ø 17 x 130 mm	1,8 mm	EZ3114	les 10
19/26	Ø 22 x 130 mm	1,8 mm	EZ3115	les 10
24/29	Ø 28 x 130 mm	2,0 mm	EZ3116	les 10
29/32	Ø 33 x 130 mm	2,0 mm	EZ3117	les 10
34/35	Ø 40 x 130 mm	2,3 mm	EZ3118	les 10
40/38	Ø 44 x 130 mm	2,3 mm	EZ3119	* les 10
45/40	Ø 50 x 145 mm	2,5 mm	EZ3120	les 10
50/42	Ø 54 x 145 mm	2,5 mm	EZ3121	* l'unité
55/44	Ø 60 x 145 mm	2,2 mm	EZ3122	* l'unité
60/46	Ø 65 x 165 mm	3,2 mm	EZ3123	l'unité
71/51	Ø 75 x 165 mm	3,2 mm	EZ3124	l'unité
85/55	Ø 90 x 185 mm	3,5 mm	EZ3125	l'unité


Tubes raccords rodage femelle long



- en verre borosilicaté DURAN®
- rodage femelle

rodage	dim. (Ø x h)	épaisseur paroi	référence	Prix HT
5/20	Ø 8 x 120 mm	1,5 mm	EZ3130	les 10
7/25	Ø 10 x 120 mm	1,5 mm	EZ3131	les 10
10/30	Ø 13 x 120 mm	1,5 mm	EZ3132	les 10
12/32	Ø 15 x 120 mm	1,8 mm	EZ3133	les 10
14/35	Ø 17 x 120 mm	1,8 mm	EZ3134	les 10
19/38	Ø 22 x 120 mm	1,8 mm	EZ3135	les 10
24/40	Ø 28 x 130 mm	2,0 mm	EZ3136	les 10
29/42	Ø 33 x 130 mm	2,0 mm	EZ3137	les 10
34/45	Ø 40 x 130 mm	2,3 mm	EZ3138	les 10
45/50	Ø 50 x 145 mm	2,5 mm	EZ3139	les 10

Tubes raccords rodage femelle



- en verre borosilicaté DURAN®
- rodage femelle

rodage	dim. (Ø x h)	épaisseur paroi	référence	Prix HT
14/23	Ø 16 x 160 mm	1,2 mm	EZ3140	les 10
14/23	Ø 22 x 145 mm	1,8 mm	EZ3141	les 10
29/32	Ø 33 x 210 mm	2,0 mm	EZ3142	les 10
29/32	Ø 40 x 380 mm	2,3 mm	EZ3143	les 10
45/40	Ø 48 x 280 mm	2,3 mm	EZ3144	les 10

Tubes raccords rodages mâle et femelle



- en verre borosilicaté DURAN®
- rodage mâle et rodage femelle

rodages	dim. (Ø x h)	épaisseur paroi	réf.	Prix HT
femelle mâle				
14/23 14/23	Ø 17 x 120 mm	1,8 mm	EZ3150	
14/23 29/32	Ø 26 x 130 mm	2,0 mm	EZ3151	
19/26 19/26	Ø 22 x 125 mm	1,8 mm	EZ3152	
29/32 29/32	Ø 33 x 150 mm	2,0 mm	EZ3153	

Manchons rodés jetables en PTFE



- épaisseur 50 µm
- s'adaptent comme une seconde peau sans ajouter de volume, sans collier de serrage
- excellente résistance chimique
- températures -200 à +260°C

pour col	référence	Prix HT
14/23	EZ3160	les 10
19/26	EZ3161	les 10
24/29	EZ3162	les 10
29/32	EZ3163	les 10
45/40	EZ3164	les 10

Pincettes à fourches pour montages rodés



- pour joints rodés
- en acier inoxydable
- vis de réglage en option

pour rodage	référence	Prix HT
pincettes		
14/23	EZ3210	les 10
19/26	EZ3211	les 10
24/29	EZ3212	les 10
29/32	EZ3213	les 10
45/40	EZ3214	les 10
vis de réglage		
Vis de réglage	EZ3215	les 10