

## Réducteurs rodés femelle - mâle



- en verre borosilicaté DURAN®
- un rodage femelle et un rodage mâle inférieur
- conformes à la norme DIN 12257, sauf les références signalées \*

rodages		référence	Prix HT
femelle	mâle		
14/23	12/21	EZ3510 *	l'unité
19/26	14/23	EZ3511	l'unité
24/29	14/23	EZ3512 *	l'unité
24/29	19/26	EZ3513 *	l'unité
29/32	14/23	EZ3514	l'unité
29/32	19/26	EZ3515	l'unité
29/32	24/29	EZ3516 *	l'unité
34/35	19/26	EZ3517 *	l'unité
34/35	24/29	EZ3518 *	l'unité
34/35	29/32	EZ3519 *	l'unité
45/40	29/32	EZ3520 *	l'unité
45/40	34/35	EZ3521 *	l'unité
60/46	29/32	EZ3522 *	l'unité
60/46	45/40	EZ3523 *	l'unité
71/51	29/32	EZ3524 *	l'unité
71/51	45/40	EZ3525 *	l'unité

## Réducteurs rodés mâle - femelle



- en verre borosilicaté DURAN®
- un rodage mâle et un rodage femelle inférieur
- conformes à la norme DIN 12257, sauf les références signalées \*

rodages		référence	Prix HT
mâle	femelle		
14/23	12/21	EZ3530 *	l'unité
19/26	14/23	EZ3531	l'unité
24/29	14/23	EZ3532 *	l'unité
24/29	19/26	EZ3533 *	l'unité
29/32	14/23	EZ3534	l'unité
29/32	19/26	EZ3535	l'unité
29/32	24/29	EZ3536 *	l'unité
34/35	19/26	EZ3537 *	l'unité
34/35	24/29	EZ3538 *	l'unité
34/35	29/32	EZ3539 *	l'unité
45/40	24/29	EZ3540 *	l'unité
45/40	29/32	EZ3541	l'unité
60/46	29/32	EZ3542 *	l'unité
60/46	45/40	EZ3543 *	l'unité
71/51	29/32	EZ3544 *	l'unité
71/51	45/40	EZ3545 *	l'unité

## Tubes raccords filetés avec rodage mâle



- en verre borosilicaté DURAN®
- col filetage GL et rodage mâle
- conformes à la norme DIN 12257, sauf les références signalées \*

rodage	filetage	référence	Prix HT
filetage GL14			
14/23	GL14	EZ3550	l'unité
19/26	GL14	EZ3551	l'unité
24/29	GL14	EZ3552	l'unité *
29/32	GL14	EZ3553	l'unité *
filetage GL18			
14/23	GL18	EZ3554	l'unité *
19/26	GL18	EZ3555	l'unité
24/29	GL18	EZ3556	l'unité *
29/32	GL18	EZ3557	l'unité
filetage GL25			
14/23	GL25	EZ3558	l'unité *
19/26	GL25	EZ3559	l'unité *
24/29	GL25	EZ3560	l'unité *
29/32	GL25	EZ3561	l'unité
filetage GL32			
29/32	GL32	EZ3562	l'unité

## Tubes raccords filetés avec rodage mâle



- en verre borosilicaté DURAN®
- col filetage GL avec bouchon à vis avec ouverture, et bague d'étanchéité en silicone avec rondelles en PTFE
- rodage mâle
- conformes à la norme DIN 12257, sauf les références signalées \*

rodage	filetage	référence	Prix HT
filetage GL14			
14/23	GL14	EZ3570	l'unité
19/26	GL14	EZ3571	l'unité
24/29	GL14	EZ3572	l'unité
29/32	GL14	EZ3573	l'unité
filetage GL18			
14/23	GL18	EZ3574	l'unité
19/26	GL18	EZ3575	l'unité
29/32	GL18	EZ3577	l'unité
filetage GL25			
29/32	GL25	EZ3578	l'unité
filetage GL32			
29/32	GL32	EZ3579	l'unité

## Adaptateurs rodages mâle NS et femelle sphérique S



- en verre borosilicaté DURAN®

rodages		référence	Prix HT
mâle	femelle		
14/23	S19	EZ3580	l'unité
29/32	S19	EZ3581	l'unité
29/32	S29	EZ3582	l'unité
29/32	S35	EZ3583	l'unité

## Adaptateurs rodages femelle NS et mâle sphérique S



- en verre borosilicaté DURAN®

rodages		référence	Prix HT
femelle	mâle		
14/23	S19	EZ3585	l'unité
29/32	S29	EZ3586	l'unité
29/32	S35	EZ3587	l'unité