

### Robinet de burette droit clé en verre



- en verre borosilicaté 3.3
- robinet en verre avec dispositif de serrage fileté, clé et siège rodés pour un parfait appariement
- pointe à facettes

| Ø int. voie | robinet rodage NS | référence | Prix HT |
|-------------|-------------------|-----------|---------|
| Ø 1,5 mm    | 12,5              | EZ4551    | l'unité |

### Robinet de burette droit clé en PTFE



- en verre borosilicaté 3.3
- robinet en PTFE avec dispositif de serrage fileté, clé et siège rodés pour un parfait appariement
- pointe à facettes

| Ø int. voie | robinet rodage NS | référence | Prix HT |
|-------------|-------------------|-----------|---------|
| Ø 1,5 mm    | 12,5              | EZ4552    | l'unité |

### Robinet de burette droit à pointeau clé en PTFE



- en verre borosilicaté 3.3
- clé en PTFE
- bouchon à vis et dispositif de retenue anti-dévisage en PP
- pointe à facettes

| voie clé   | référence | Prix HT |
|------------|-----------|---------|
| 0 - 2,5 mm | EZ4553    | l'unité |

### Robinet de burette en angle droit clé en verre



- en verre borosilicaté 3.3
- robinet en verre avec dispositif de serrage fileté, clé et siège rodés pour un parfait appariement
- pointe à facettes

| Ø int. voie | robinet rodage NS | référence | Prix HT |
|-------------|-------------------|-----------|---------|
| Ø 1,5 mm    | 12,5              | EZ4554    | l'unité |

### Robinet de burette en angle droit clé en PTFE



- en verre borosilicaté 3.3
- robinet en PTFE avec dispositif de serrage fileté, clé et siège rodés pour un parfait appariement
- pointe à facettes

| Ø int. voie | robinet rodage NS | référence | Prix HT |
|-------------|-------------------|-----------|---------|
| Ø 1,5 mm    | 12,5              | EZ4555    | l'unité |

### Robinet de burette à pointeau à angle droit clé en PTFE



- en verre borosilicaté 3.3
- clé en PTFE
- bouchon à vis et dispositif de retenue anti-dévisage en PP
- pointe à facettes

| voie clé   | référence | Prix HT |
|------------|-----------|---------|
| 0 - 2,5 mm | EZ4556    | l'unité |