

Ampoules coniques robinet en verre



- en Verre borosilicaté 3.3
- col rodé avec bouchon polyéthylène
- robinet avec clé en verre plein et dispositif de serrage fileté

capacité	Ø voie	col	référence	Prix HT
50 ml	Ø 2,5 mm	19/26	EZ4010	l'unité
100 ml	Ø 2,5 mm	19/26	EZ4011	l'unité
250 ml	Ø 4,0 mm	29/32	EZ4012	l'unité
500 ml	Ø 4,0 mm	29/32	EZ4013	l'unité
1000 ml	Ø 6,0 mm	29/32	EZ4014	l'unité
2000 ml	Ø 6,0 mm	29/32	EZ4015	l'unité

Ampoules coniques graduées robinet en verre



- en Verre borosilicaté 3.3
- col rodé avec bouchon polyéthylène
- robinet avec clé en verre plein et dispositif de serrage fileté
- graduations blanches

capacité	Ø voie	col	grad.	référence	Prix HT
50 ml	Ø 2,5 mm	19/26	2 ml	EZ4030	l'unité
100 ml	Ø 2,5 mm	19/26	5 ml	EZ4031	l'unité
250 ml	Ø 4,0 mm	29/32	10 ml	EZ4032	l'unité
500 ml	Ø 4,0 mm	29/32	10 ml	EZ4033	l'unité
1000 ml	Ø 6,0 mm	29/32	20 ml	EZ4034	l'unité
2000 ml	Ø 6,0 mm	29/32	50 ml	EZ4035	l'unité

Ampoules coniques ambrées robinet en verre



- en Verre borosilicaté 3.3 ambré
- col rodé avec bouchon polyéthylène
- robinet avec clé en verre plein et dispositif de serrage fileté

capacité	Ø voie	col	référence	Prix HT
50 ml	Ø 2,5 mm	19/26	EZ4050	les 2
100 ml	Ø 2,5 mm	19/26	EZ4051	les 2
250 ml	Ø 4,0 mm	29/32	EZ4052	les 2
500 ml	Ø 4,0 mm	29/32	EZ4053	les 2
1000 ml	Ø 6,0 mm	29/32	EZ4054	les 2
2000 ml	Ø 6,0 mm	29/32	EZ4055	l'unité

Ampoules coniques robinet en PTFE



- en Verre borosilicaté 3.3
- col rodé avec bouchon polyéthylène
- robinet avec clé en PTFE et dispositif de serrage fileté

capacité	Ø voie	col	référence	Prix HT
50 ml	Ø 2,5 mm	19/26	EZ4020	l'unité
100 ml	Ø 2,5 mm	19/26	EZ4021	l'unité
250 ml	Ø 4,0 mm	29/32	EZ4022	l'unité
500 ml	Ø 4,0 mm	29/32	EZ4023	l'unité
1000 ml	Ø 6,0 mm	29/32	EZ4024	l'unité
2000 ml	Ø 6,0 mm	29/32	EZ4025	l'unité


Ampoules coniques graduées robinet en PTFE



- en Verre borosilicaté 3.3
- col rodé avec bouchon polyéthylène
- robinet avec clé en PTFE et dispositif de serrage fileté
- graduations blanches

capacité	Ø voie	col	grad.	référence	Prix HT
50 ml	Ø 2,5 mm	19/26	2 ml	EZ4040	l'unité
100 ml	Ø 2,5 mm	19/26	5 ml	EZ4041	l'unité
250 ml	Ø 4,0 mm	29/32	10 ml	EZ4042	l'unité
500 ml	Ø 4,0 mm	29/32	10 ml	EZ4043	l'unité
1000 ml	Ø 6,0 mm	29/32	20 ml	EZ4044	l'unité
2000 ml	Ø 6,0 mm	29/32	50 ml	EZ4045	l'unité

Ampoules coniques ambrées robinet en PTFE



- en Verre borosilicaté 3.3 ambré
- col rodé avec bouchon polyéthylène
- robinet avec clé en PTFE et dispositif de serrage fileté

capacité	Ø voie	col	référence	Prix HT
50 ml	Ø 2,5 mm	19/26	EZ4060	les 2
100 ml	Ø 2,5 mm	19/26	EZ4061	les 2
250 ml	Ø 4,0 mm	29/32	EZ4062	les 2
500 ml	Ø 4,0 mm	29/32	EZ4063	les 2
1000 ml	Ø 6,0 mm	29/32	EZ4064	les 2
2000 ml	Ø 6,0 mm	29/32	EZ4065	l'unité