

Ampoules de Gilson robinet en verre

- en verre borosilicaté 3.3
- col rodé avec bouchon polyéthylène
- robinet avec clé en verre plein et dispositif de serrage fileté
- zone de marquage



capacité	Ø voie	col	référence	Prix HT
50 ml	Ø 2,5 mm	19/26	EZ4110 les 2	
100 ml	Ø 2,5 mm	19/26	EZ4111 les 2	
250 ml	Ø 4,0 mm	29/32	EZ4112 les 2	
500 ml	Ø 4,0 mm	29/32	EZ4113 les 2	
1000 ml	Ø 6,0 mm	29/32	EZ4114 les 2	
2000 ml	Ø 6,0 mm	29/32	EZ4115 l'unité	

Ampoules compte-gouttes coniques robinet en verre

- forme conique avec tube de décharge avec rodage mâle
- en verre borosilicaté 3.3
- col rodé sans bouchon
- robinet avec clé en verre plein et dispositif de serrage fileté
- zone de marquage



capacité	Ø int.	rodage		référence	Prix HT
		col	tige		
50 ml	Ø 2,5 mm	19/26	19/26	EZ4210	l'unité
100 ml	Ø 2,5 mm	19/26	19/26	EZ4211	l'unité
250 ml	Ø 4,0 mm	29/32	29/32	EZ4212	l'unité
500 ml	Ø 4,0 mm	29/32	29/32	EZ4213	l'unité
1000 ml	Ø 6,0 mm	29/32	29/32	EZ4214	l'unité
2000 ml	Ø 6,0 mm	29/32	29/32	EZ4215	l'unité

Ampoules de Gilson robinet en PTFE

- en verre borosilicaté 3.3
- col rodé avec bouchon polyéthylène
- robinet avec clé en PTFE et dispositif de serrage fileté
- zone de marquage



capacité	Ø voie	col	référence	Prix HT
50 ml	Ø 2,5 mm	19/26	EZ4120 les 2	
100 ml	Ø 2,5 mm	19/26	EZ4121 les 2	
250 ml	Ø 4,0 mm	29/32	EZ4122 les 2	
500 ml	Ø 4,0 mm	29/32	EZ4123 les 2	
1000 ml	Ø 6,0 mm	29/32	EZ4124 les 2	
2000 ml	Ø 6,0 mm	29/32	EZ4125 l'unité	

Ampoules compte-gouttes coniques robinet en PTFE

- forme conique avec tube de décharge avec rodage mâle
- en verre borosilicaté 3.3
- col rodé sans bouchon
- robinet avec clé en PTFE et dispositif de serrage fileté
- zone de marquage



capacité	Ø int.	rodage		référence	Prix HT
		col	tige		
50 ml	Ø 2,5 mm	19/26	19/26	EZ4220	l'unité
100 ml	Ø 2,5 mm	19/26	19/26	EZ4221	l'unité
250 ml	Ø 4,0 mm	29/32	29/32	EZ4222	l'unité
500 ml	Ø 4,0 mm	29/32	29/32	EZ4223	l'unité
1000 ml	Ø 6,0 mm	29/32	29/32	EZ4224	l'unité
2000 ml	Ø 6,0 mm	29/32	29/32	EZ4225	l'unité