

Ampoules cylindriques graduées robinet en verre



- forme cylindrique avec tube de décharge droit
- en Verre borosilicaté 3.3
- col rodé avec bouchon polyéthylène
- robinet avec clé en verre plein et dispositif de serrage fileté
- graduations blanches

capacité	Ø voie	col	grad.	référence	Prix HT
50 ml	Ø2,5 mm	29/32	1 ml	EZ4130	les 2
100 ml	Ø2,5 mm	29/32	2 ml	EZ4131	les 2
250 ml	Ø4,0 mm	29/32	5 ml	EZ4132	les 2
500 ml	Ø4,0 mm	29/32	10 ml	EZ4133	les 2
1000 ml	Ø6,0 mm	29/32	20 ml	EZ4134	les 2

Ampoules cylindriques compte-gouttes robinet en verre



- forme cylindrique avec tube de décharge avec rodage mâle
- en Verre borosilicaté 3.3
- col rodé sans bouchon
- robinet avec clé en verre plein et dispositif de serrage fileté
- graduations blanches

capacité	Ø int.	rodage		grad.	référence	Prix HT
		col	tige			
rodage 14/23						
25 ml	Ø2,5mm	14/23	14/23	0,5ml	EZ4150	les2
50 ml	Ø2,5mm	14/23	14/23	1,0ml	EZ4151	les2
100 ml	Ø2,5mm	14/23	14/23	2,0ml	EZ4152	les2
rodage 29/32						
50 ml	Ø2,5mm	29/32	29/32	1,0ml	EZ4153	les2
100 ml	Ø2,5mm	29/32	29/32	2,0ml	EZ4154	les2
250 ml	Ø4,0mm	29/32	29/32	5,0ml	EZ4155	les2
500 ml	Ø4,0mm	29/32	29/32	10,0ml	EZ4156	les2
1000 ml	Ø6,0mm	29/32	29/32	20,0ml	EZ4157	les2

Ampoules cylindriques avec tube d'équilibrage robinet en verre



- forme cylindrique avec tube de décharge avec rodage mâle
- tube d'équilibrage de pression
- en Verre borosilicaté 3.3
- col rodé sans bouchon
- robinet avec clé en verre plein et dispositif de serrage fileté
- graduations blanches

capacité	Ø int.	rodage		grad.	référence	Prix HT
		col	tige			
rodage 14/23						
25 ml	Ø2,5mm	14/23	14/23	0,5ml	EZ4170	les2
50 ml	Ø2,5mm	14/23	14/23	1,0ml	EZ4171	les2
100 ml	Ø2,5mm	14/23	14/23	2,0ml	EZ4172	les2
rodage 29/32						
50 ml	Ø2,5mm	29/32	29/32	1,0ml	EZ4173	les2
100 ml	Ø2,5mm	29/32	29/32	2,0ml	EZ4174	les2
250 ml	Ø4,0mm	29/32	29/32	5,0ml	EZ4175	les2
500 ml	Ø4,0mm	29/32	29/32	10,0ml	EZ4176	les2
1000 ml	Ø6,0mm	29/32	29/32	20,0ml	EZ4177	les2

Ampoules cylindriques graduées robinet en PTFE



- forme cylindrique avec tube de décharge droit
- en Verre borosilicaté 3.3
- col rodé avec bouchon polyéthylène
- robinet avec clé en PTFE et dispositif de serrage fileté
- graduations blanches

capacité	Ø voie	col	grad.	référence	Prix HT
50 ml	Ø2,5 mm	29/32	1 ml	EZ4140	les 2
100 ml	Ø2,5 mm	29/32	2 ml	EZ4141	les 2
250 ml	Ø4,0 mm	29/32	5 ml	EZ4142	les 2
500 ml	Ø4,0 mm	29/32	10 ml	EZ4143	les 2
1000 ml	Ø6,0 mm	29/32	20 ml	EZ4144	les 2

Ampoules cylindriques compte-gouttes robinet en PTFE



- forme cylindrique avec tube de décharge avec rodage mâle
- en Verre borosilicaté 3.3
- col rodé sans bouchon
- robinet avec clé en PTFE et dispositif de serrage fileté
- graduations blanches

capacité	Ø int.	rodage		grad.	référence	Prix HT
		col	tige			
rodage 14/23						
25 ml	Ø2,5mm	14/23	14/23	0,5ml	EZ4160	les2
50 ml	Ø2,5mm	14/23	14/23	1,0ml	EZ4161	les2
100 ml	Ø2,5mm	14/23	14/23	2,0ml	EZ4162	les2
rodage 29/32						
50 ml	Ø2,5mm	29/32	29/32	1,0ml	EZ4163	les2
100 ml	Ø2,5mm	29/32	29/32	2,0ml	EZ4164	les2
250 ml	Ø4,0mm	29/32	29/32	5,0ml	EZ4165	les2
500 ml	Ø4,0mm	29/32	29/32	10,0ml	EZ4166	les2
1000 ml	Ø6,0mm	29/32	29/32	20,0ml	EZ4167	les2

Ampoules cylindriques avec tube d'équilibrage robinet en PTFE



- forme cylindrique avec tube de décharge avec rodage mâle
- tube d'équilibrage de pression
- en Verre borosilicaté 3.3
- col rodé sans bouchon
- robinet avec clé en PTFE et dispositif de serrage fileté
- graduations blanches

capacité	Ø int.	rodage		grad.	référence	Prix HT
		col	tige			
rodage 14/23						
25 ml	Ø2,5mm	14/23	14/23	0,5ml	EZ4180	les2
50 ml	Ø2,5mm	14/23	14/23	1,0ml	EZ4181	les2
100 ml	Ø2,5mm	14/23	14/23	2,0ml	EZ4182	les2
rodage 29/32						
50 ml	Ø2,5mm	29/32	29/32	1,0ml	EZ4183	les2
100 ml	Ø2,5mm	29/32	29/32	2,0ml	EZ4184	les2
250 ml	Ø4,0mm	29/32	29/32	5,0ml	EZ4185	les2
500 ml	Ø4,0mm	29/32	29/32	10,0ml	EZ4186	les2
1000 ml	Ø6,0mm	29/32	29/32	20,0ml	EZ4187	l'unité