

Colonnes chromatographiques standards



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- col avec rebord perlé
- indentations au-dessus du robinet pour la pose d'un tampon en coton
- robinet avec clé en PTFE et dispositif de serrage fileté

capacité dim. (Ø x h)	réf.	Prix HT
15 ml Ø10x200mm	EZ4310	
35 ml Ø15x200mm	EZ4311	
125 ml Ø20x400mm	EZ4312	
430 ml Ø30x600mm	EZ4313	
1000 ml Ø40x800mm	EZ4314	

Colonnes chromatographiques à col rodé



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- col rodé
- indentations au-dessus du robinet pour la pose d'un tampon en coton
- robinet avec clé en PTFE et dispositif de serrage fileté

capacité dim. (Ø x h)	col	réf.	Prix HT
15 ml Ø10x200mm	14/23	EZ4320	
35 ml Ø15x200mm	14/23	EZ4321	
125 ml Ø20x400mm	29/32	EZ4322	
430 ml Ø30x600mm	29/32	EZ4323	
1000 ml Ø40x800mm	29/32	EZ4324	

Colonnes chromatographiques avec plaque frittée



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- col avec rebord perlé
- plaque frittée porosité 0
- robinet avec clé en PTFE et dispositif de serrage fileté

capacité dim. (Ø x h)	réf.	Prix HT
15 ml Ø10x200mm	EZ4330	
35 ml Ø15x200mm	EZ4331	
125 ml Ø20x400mm	EZ4332	
430 ml Ø30x600mm	EZ4333	
1000 ml Ø40x800mm	EZ4334	

Colonnes chromatographiques col rodé, plaque frittée



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- col rodé
- plaque frittée porosité 0
- robinet avec clé en PTFE et dispositif de serrage fileté

capacité dim. (Ø x h)	col	réf.	Prix HT
8 ml Ø10x100mm	14/23	EZ4340	
15 ml Ø10x200mm	14/23	EZ4341	
23 ml Ø10x300mm	14/23	EZ4342	
35 ml Ø15x200mm	14/23	EZ4343	
125 ml Ø20x400mm	29/32	EZ4344	
430 ml Ø30x600mm	29/32	EZ4345	

Colonnes chromatographiques à col rodé et plaque frittée



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- col rodé
- plaque frittée porosité 0
- robinet à pointe en PTFE, voie 0 à 2,5 mm

capacité dim. (Ø x h)	col	réf.	Prix HT
8 ml Ø10x100mm	14/23	EZ4350	
15 ml Ø10x200mm	14/23	EZ4351	
23 ml Ø10x300mm	14/23	EZ4352	
35 ml Ø15x200mm	14/23	EZ4353	
125 ml Ø20x400mm	29/32	EZ4354	
430 ml Ø30x600mm	29/32	EZ4355	

Colonnes chromatographiques col et tige rodés plaque frittée



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- col rodé
- plaque frittée porosité 0
- robinet avec clé en PTFE et dispositif de serrage fileté
- tube de décharge avec rodage mâle et tube d'aspiration fileté GL18

capacité	dim. (Ø x h)	rodage		référence	Prix HT
		col	tige		
35 ml	Ø15x200mm	14/23	14/23	EZ4360	
125 ml	Ø20x400mm	14/23	14/23	EZ4361	
280 ml	Ø30x400mm	29/32	29/32	EZ4362	
430 ml	Ø30x600mm	29/32	29/32	EZ4363	

Colonnes chromatographiques col et tige rodés plaque frittée



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- col rodé
- plaque frittée porosité 0
- robinet à pointe en PTFE, voie 0 à 2,5 mm
- tube de décharge avec rodage mâle et tube d'aspiration fileté GL18

capacité	dim. (Ø x h)	rodage		référence	Prix HT
		col	tige		
35 ml	Ø15x200mm	14/23	14/23	EZ4370	
125 ml	Ø20x400mm	14/23	14/23	EZ4371	
280 ml	Ø30x400mm	29/32	29/32	EZ4372	
430 ml	Ø30x600mm	29/32	29/32	EZ4373	