

Allonges à distiller rodage femelle latéral



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- 1 col mâle
- 2 cols femelles, 1 vertical et 1 latéral oblique, angle ascendant 105°

rodages			réf.	Prix HT
femelle vertical	femelle latéral	mâle		
14/23	14/23	14/23	EZ4701	
19/26	19/26	19/26	EZ4702	
29/32	14/23	29/32	EZ4703	
29/32	29/32	29/32	EZ4704	

Allonges à distiller rodage mâle latéral



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- 1 col femelle
- 2 cols mâle, 1 vertical et 1 latéral oblique, angle 75°

rodages			réf.	Prix HT
mâle vertical	mâle latéral	femelle		
14/23	14/23	14/23	EZ4711	
29/32	29/32	29/32	EZ4712	

Allonges à distiller rodage femelle parallèle



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- 1 col mâle et 2 cols femelles parallèles
- conformes à la norme DIN 12594, sauf *

rodages		réf.	Prix HT
mâle	femelles		
14/23	14/23	EZ4721	
19/26	19/26	EZ4722	
24/29	19/26	EZ4723 *	
24/29	24/29	EZ4724 *	
29/32	14/23	EZ4725 *	
29/32	29/32	EZ4726	

Allonges à distiller 3 rodages femelles



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- 1 col mâle et 3 cols femelles, 1 parallèle et 1 à angle 45°

rodages		réf.	Prix HT
mâle	femelles		
14/23	14/23	EZ4731	
24/29	19/26	EZ4732	
29/32	19/26	EZ4733	
24/29	24/29	EZ4734	
29/32	29/32	EZ4735	

Allonges à distiller coudées à 75°



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- 2 cols mâles
- coudés à 75°

rodages mâles	réf.	Prix HT
14/23	EZ4741	
19/26	EZ4742	
24/29	EZ4743	
29/32	EZ4744	

Allonges à distiller coudées à 90°



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- 2 cols mâles
- coudés à 90°

rodages mâles	réf.	Prix HT
14/23	EZ4751	
19/26	EZ4752	
24/29	EZ4753	
29/32	EZ4754	

Allonges à distiller rodage mâle latéral



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- 1 col femelle
- 2 cols mâle, 1 vertical et 1 latéral oblique avec pointe, angle 75°
- conformes à la norme DIN 12594, sauf *

rodages			réf.	Prix HT
mâle vertical	mâle latéral	femelle		
14/23	14/23	14/23	EZ4761	
19/26	19/26	14/23	EZ4762	
24/29	19/26	14/23	EZ4763 *	
24/29	24/29	14/23	EZ4764 *	
29/32	29/32	14/23	EZ4765	

Allonges à distiller de Claisen



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- 2 cols femelles
- 2 cols mâle, 1 vertical et 1 latéral oblique avec pointe, angle 75°
- conformes à la norme DIN 12594, sauf *

rodages			réf.	Prix HT
mâle vertical	mâle latéral	femelles		
14/23	14/23	14/23	EZ4771	
19/26	19/26	14/23	EZ4772	
24/29	19/26	14/23	EZ4773 *	
24/29	24/29	14/23	EZ4774 *	
29/32	14/23	14/23	EZ4775 *	
29/32	29/32	14/23	EZ4776	

Têtes anti-éclaboussures de Stutzer



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- forme droite
- 1 rodage mâle et 1 rodage femelle
- placement direct sur des ballons de distillation, pour la séparation des gouttes

rodages		réf.	Prix HT
mâle	femelle		
14/23	14/23	EZ4781	
14/23	29/32	EZ4782	
24/29	19/26	EZ4783	
29/32	29/32	EZ4784	

Têtes anti-éclaboussures de Stutzer, courbée



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- forme courbée à 75°
- 1 rodage mâle et 1 rodage femelle
- placement direct sur des ballons de distillation, pour la séparation des gouttes

rodages		réf.	Prix HT
mâle	femelle		
14/23	14/23	EZ4791	
19/26	19/26	EZ4792	
24/29	19/26	EZ4793	
24/29	24/29	EZ4794	
29/32	29/32	EZ4795	