


Ponts de distillation



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- 2 rodages mâles verticaux
- sans condenseur

rodages mâles	longueur	réf.	Prix HT
14/23	150 mm	EZ4911	
19/26	200 mm	EZ4912	
24/29	300 mm	EZ4913	
29/32	350 mm	EZ4914	


Ponts de distillation avec tête anti-éclaboussures



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- 2 rodages mâles verticaux

rodages mâles	longueur	réf.	Prix HT
14/23	150 mm	EZ4921	
19/26	200 mm	EZ4922	
24/29	300 mm	EZ4923	
29/32	350 mm	EZ4924	

Ponts de distillation avec prise femelle



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- 2 rodages mâles verticaux
- 1 rodage femelle pour thermomètre
- sans condenseur

rodages		longueur	réf.	Prix HT
mâles	femelle			
14/23	14/23	150 mm	EZ4931	
19/26	14/23	200 mm	EZ4932	
24/29	14/23	300 mm	EZ4933	
29/32	14/23	350 mm	EZ4934	

Pont de distillation à trajet court



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- 2 rodages mâles, 1 rodage femelle
- 3 filetages GL14 pour le raccordement à l'eau de refroidissement et au vide

rodages	filetages	réf.	Prix HT
14/23	GL14	EZ4905	

Tête de distillation pour distillation vapeur



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- 2 rodages mâles et sortie fileté GL14

rodages	filetage	réf.	Prix HT
29/32	GL14	EZ4901	

Thermomètres à distillation +150°C rodés

- en verre dépoli
- rodage mâle 14/23
- extrémité haute ronde
- remplissage : huile de paraffine
- échelle graduée noire

long.	échelle	réf.	Prix HT
55 mm	0,5°C	EZ5141	
70 mm	0,5°C	EZ5142	
85 mm	0,5°C	EZ5143	

Thermomètres à distillation +250°C rodés

- en verre dépoli
- rodage mâle 14/23
- extrémité haute ronde
- remplissage : benzoate d'isoamyle
- échelle graduée noire

long.	échelle	réf.	Prix HT
55 mm	1°C	EZ5145	
70 mm	1°C	EZ5146	
85 mm	1°C	EZ5147	

Tubes d'admission de gaz droits



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- tubes de fuite d'air droits
- longueur d'encastrement : 200 mm
- rodage mâle avec capillaire fin

rodage mâle	réf.	Prix HT
14/23	EZ5101	
19/26	EZ5102	
24/29	EZ5103	
29/32	EZ5104	

Tubes d'admission de gaz coudés



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- tubes de fuite d'air coudés à 90°
- longueur d'encastrement : 250 mm
- rodage mâle avec capillaire fin

rodage mâle	réf.	Prix HT
14/23	EZ5111	
19/26	EZ5112	
24/29	EZ5113	
29/32	EZ5114	

Tubes d'admission de gaz avec robinet d'arrêt



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- tube d'arrivée de gaz avec robinet d'arrêt
- olive en verre, angle 90°
- rodage mâle 14/23
- longueur du tube à partir du haut du joint : 150 mm

rodage mâle	réf.	Prix HT
14/23	EZ5121	

Tube de fuite d'air



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- avec cloche
- pour éviter le délai d'ébullition

dim.	réf.	Prix HT
Ø4 x 180 mm	EZ5131	