

Étalons de viscosité huile de silicone

- permettent l'étalonnage des viscosimètres
- en flacons de 100, 250 ou 500 ml



viscosité à 23°C	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT
100 mPas	LR4011	les 100 ml	LR4021	les 250 ml	LR4051	les 500 ml
1000 mPas	LR4012	les 100 ml	LR4022	les 250 ml	LR4052	les 500 ml
3500 mPas	LR4013	les 100 ml	-	-	-	-
5 mPas	LR4014	les 100 ml	LR4024	les 250 ml	LR4054	les 500 ml
50 mPas	LR4015	les 100 ml	LR4025	les 250 ml	LR4055	les 500 ml
500 mPas	LR4016	les 100 ml	LR4026	les 250 ml	LR4056	les 500 ml
5000 mPas	LR4017	les 100 ml	LR4027	les 250 ml	LR4057	les 500 ml

Mobiles et axes pour viscosimètres B-ONE, FIRST et RM100

Mobile / Axe	dim.	plage de viscosité B-ONE / FIRST	plage de viscosité RM100		référence	Prix HT
Axe RV1-6	Axe fileté				LR4100	
Mobile RV-1	Ø 56,26 mm	100 à 0,6 Millions	50 à 1,4 Millions	 RV-1 RV-2 RV-3 RV-4 RV-5 RV-6	LR4101	
Mobile RV-2	Ø 46,93 mm	200 à 2,4 Millions	100 à 5,5 Millions		LR4102	
Mobile RV-3	Ø 34,69 mm	300 à 6 Millions	150 à 14 Millions		LR4103	
Mobile RV-4	Ø 27,30 mm	600 à 12 Millions	200 à 28 Millions		LR4104	
Mobile RV-5	Ø 21,14 mm	1200 à 24 Millions	300 à 55 Millions		LR4105	
Mobile RV-6	Ø 14,62 mm	2800 à 60 Millions	500 à 130 Millions		LR4106	
Axe RV-7	Ø 3,20 mm	12000 à 240 Millions	2000 à 550 Millions		LR4107	
Axe L-R	Axe d'adaptation				LR4150	
Mobile LV-1	Ø 18,80 x 65,1 mm	200 à 4,3 Millions	35 à 10 Millions		LR4111	
Mobile LV-2	Ø 18,72 x 6,86 mm	1000 à 20 Millions	170 à 50 Millions		LR4112	
Mobile LV-3	Ø 12,60 x 1,78 mm	4000 à 82 Millions	650 à 190 Millions		LR4113	
Mobile LV-4	Ø 3,20 x 31 mm	17000 à 370 Millions	3000 à 860 Millions		LR4114	