

Kit d'agitation : guide et tige demi-lune

- manche en verre borosilicaté 3.3
- vis de sécurité en PTFE
- fermeture étanche aux gaz jusqu'à 10^{-3} mbar
- vitesse de fonctionnement continue jusqu'à 800 tr/min
- tige demi-lune, pour ballons à fond rond entre 250 et 2000 ml



Référence	Prix HT
EZ7230 Kit d'agitation : tige demi-lune et guide	
Pièces de rechange	
EZ7231 Manche Ø10 x 400 mm	
EZ7232 Pale en PTFE, 70 x 24 x 3 mm	
EZ7233 Vis de sécurité en PTFE	
EZ7234 Guide en verre, filetage GL25, rodage 29/32	
EZ7235 Scellage en PTFE/graphite, 1 jeu	
EZ7236 Ressort de pression en acier inox	
EZ7237 Capuchon GL25 en caoutchouc et PP	

Guides d'agitation avec filetage GL et rodage mâle

- corps en verre borosilicaté 3.3
- rodage mâle
- roulements en PTFE
- joint d'étanchéité en PTFE/FPM
- capuchons à vis en PPS



pour tuyau	rodage	Filetage	longueur	référence	Prix HT
Ø 10 mm	29/32	GL25	70 mm	EZ7250	
Ø 10 mm	45/40	GL25	85 mm	EZ7251	
Ø 16 mm	45/40	GL32	85 mm	EZ7252	
Pièces de rechange					
Partie en verre, rodage 29/32, filetage GL25				EZ7253	
Partie en verre, rodage 45/40, filetage GL25				EZ7254	
Partie en verre, rodage 45/40, filetage GL32				EZ7255	
Roulement en PTFE Ø 10 mm				EZ7256	
Roulement en PTFE Ø 16 mm				EZ7257	
Revêtement en PTFE/FPM, Ø 10 mm				EZ7258	
Revêtement en PTFE/FPM, Ø 16 mm				EZ7259	
Capuchon à vis GL25 en PP, Ø10 mm				EZ7260	
Capuchon à vis GL32 en PP, Ø 16 mm				EZ7261	

Guides d'agitation avec gaine de refroidissement

- corps en verre borosilicaté 3.3
- rodage mâle
- 2 raccords d'eau de refroidissement, filetage GL14
- surface de roulement ponçée et polie



pour tuyau	rodage	référence	Prix HT
Ø 10 mm	29/32	EZ7240	
Ø 16 mm	45/40	EZ7241	

Guide d'agitation avec filetage femelle

- corps en verre borosilicaté 3.3
- rodage femelle
- roulements en fluorooplastique
- étanchéité en PTFE/FPM
- vis de serrage en PTFE et fibre de verre



pour tuyau	rodage	Longueur	référence	Prix HT
Ø 10 mm	29/32	108 mm	EZ7270	

Guides d'agitation avec double joints dynamiques

- corps en verre borosilicaté 3.3
- rodage femelle
- pour applications sous vide ou légère surpression
- guidage étendu pour réduire les vibrations
- revêtement en PTFE



pour tuyau	rodage	référence	Prix HT
Ø 10 mm	29/32	EZ7280	
	45/40	EZ7281	
Ø 16 mm	29/32	EZ7282	
	45/40	EZ7283	

Guides d'agitation avec gaine de refroidissement

- tube en verre borosilicaté 3.3 calibré avec précision
- surface de roulement ponçée et polie
- rodage mâle



pour tuyau	rodage	référence	Prix HT
Ø 10 mm	24/29	EZ7290	
	29/32	EZ7291	
Ø 16 mm	29/32	EZ7292	
	45/40	EZ7293	

Guides d'agitation avec enveloppe sous-vide

- tube en verre borosilicaté 3.3 calibré avec précision
- surface de roulement ponçée et polie
- avec rodage mâle



pour tuyau	rodage	référence	Prix HT
Ø 10 mm	29/32	EZ7300	
Ø 16 mm	45/40	EZ7301	

Guides d'agitation

- tube en verre borosilicaté 3.3 calibré avec précision
- surface de roulement ponçée et polie



pour tuyau	cône	référence	Prix HT
Ø 10 mm	HA 10	EZ7310	
Ø 10 mm	HB 10	EZ7311	
Ø 16 mm	HB 16	EZ7312	

Tiges

- tube en verre borosilicaté 3.3 calibré avec précision
- surface ponçées et polie



pour tuyau	code	référence	Prix HT
Ø 10 mm	WB 10	EZ7470	
Ø 16 mm	WB 16	EZ7471	