

Tiges d'agitation standards avec pale demi-lune

- tube en verre borosilicaté 3.3 calibré avec précision
- longueur de la surface ponçées et polie : 160 mm
- pale et boulon de serrage en PTFE



pour récipient	capacité	rodage	dim. tige	dim. pale	extrémité sup.	réf.	Prix HT
100 ml	29/32	Ø10 x 310 mm	50 x 18 x 3 mm	Ø8 x 40 mm	EZ7320		
250/500 ml	29/32	Ø10 x 310 mm	68 x 24 x 3 mm	Ø8 x 40 mm	EZ7321		
1000 ml	29/32	Ø10 x 390 mm	75 x 24 x 3 mm	Ø8 x 40 mm	EZ7322		
2000/3000 ml	29/32	Ø10 x 390 mm	75 x 24 x 3 mm	Ø8 x 40 mm	EZ7323		
2000/3000 ml	45/40	Ø16 x 460 mm	75 x 24 x 3 mm	Ø10 x 50 mm	EZ7324		
4000/5000 ml	29/32	Ø10 x 520 mm	125 x 24 x 3 mm	Ø8 x 40 mm	EZ7325		
4000/5000 ml	45/40	Ø16 x 520 mm	125 x 35 x 3 mm	Ø10 x 50 mm	EZ7326		
6000 ml	45/40	Ø16 x 560 mm	125 x 35 x 3 mm	Ø10 x 50 mm	EZ7327		
10000 ml	45/40	Ø16 x 620 mm	125 x 35 x 3 mm	Ø10 x 50 mm	EZ7328		

Pièces de rechange

Tige Ø10 x 310 mm	EZ7340
Tige Ø10 x 390 mm	EZ7341
Tige Ø10 x 480 mm	EZ7342
Tige Ø16 x 460 mm	EZ7343
Tige Ø16 x 520 mm	EZ7344
Tige Ø16 x 560 mm	EZ7345
Tige Ø16 x 620 mm	EZ7346
Pale 50 x 18 x 3 mm	EZ7354
Pale 68 x 24 x 3 mm	EZ7355
Pale 75 x 24 x 3 mm	EZ7356
Pale 125 x 24 x 3 mm	EZ7357
Pale 125 x 35 x 3 mm	EZ7358
Boulon de serrage	EZ7359

Tiges d'agitation filetées avec pale demi-lune

- tube en verre borosilicaté 3.3 calibré avec précision
- longueur de la surface ponçées et polie : 160 mm
- pale et boulon de serrage en PTFE
- extrémité de la tige filetée



pour récipient	capacité	rodage	dim. tige	dim. pale	dim. tourillon	réf.	Prix HT
100 ml	29/32	Ø10 x 310 mm	50 x 18 x 3 mm	GL 10	EZ7330		
250/500 ml	29/32	Ø10 x 310 mm	68 x 24 x 3 mm	GL 10	EZ7331		
1000 ml	29/32	Ø10 x 390 mm	75 x 24 x 3 mm	GL 10	EZ7332		
2000/3000 ml	29/32	Ø10 x 390 mm	75 x 24 x 3 mm	GL 10	EZ7333		
2000/3000 ml	45/40	Ø16 x 460 mm	75 x 24 x 3 mm	GL 14	EZ7334		
4000/5000 ml	29/32	Ø10 x 520 mm	125 x 24 x 3 mm	GL 10	EZ7335		
4000/5000 ml	45/40	Ø16 x 520 mm	125 x 35 x 3 mm	GL 14	EZ7336		
6000 ml	45/40	Ø16 x 560 mm	125 x 35 x 3 mm	GL 14	EZ7337		
10000 ml	45/40	Ø16 x 620 mm	125 x 35 x 3 mm	GL 14	EZ7338		

Pièces de rechange

Tige filetée Ø10 x 310 mm	EZ7347
Tige filetée Ø10 x 390 mm	EZ7348
Tige filetée Ø10 x 480 mm	EZ7349
Tige filetée Ø16 x 460 mm	EZ7350
Tige filetée Ø16 x 520 mm	EZ7351
Tige filetée Ø16 x 560 mm	EZ7352
Tige filetée Ø16 x 620 mm	EZ7353
Pale 50 x 18 x 3 mm	EZ7354
Pale 68 x 24 x 3 mm	EZ7355
Pale 75 x 24 x 3 mm	EZ7356
Pale 125 x 24 x 3 mm	EZ7357
Pale 125 x 35 x 3 mm	EZ7358
Boulon de serrage	EZ7359

Tiges d'agitation standards avec pale double lame

- tube en verre borosilicaté 3.3 calibré avec précision
- surface ponçée et polie
- rame et boulon de serrage en PTFE

pour rodage	dim. tige	dim. pale	extrémité sup.	réf.	Prix HT
29/32	Ø10 x 310 mm	Ø50 mm	Ø10 x 40 mm	EZ7370	
29/32	Ø10 x 310 mm	Ø90 mm	Ø10 x 40 mm	EZ7371	
29/32	Ø10 x 400 mm	Ø90 mm	Ø10 x 40 mm	EZ7372	
29/32	Ø10 x 460 mm	Ø90 mm	Ø10 x 40 mm	EZ7373	
29/32	Ø10 x 520 mm	Ø90 mm	Ø10 x 40 mm	EZ7374	

Pièces de rechange

Pale Ø50 mm	EZ7390
Pale Ø90 mm	EZ7391



Tiges d'agitation filetées avec pale double lame

- tube en verre borosilicaté 3.3 calibré avec précision
- surface ponçée et polie
- rame et boulon de serrage en PTFE
- extrémité de la tige filetée, GL10

pour rodage	dim. tige	dim. pale	extrémité sup.	réf.	Prix HT
29/32	Ø10 x 310 mm	Ø50 mm	GL10	EZ7380	
29/32	Ø10 x 310 mm	Ø90 mm	GL10	EZ7381	
29/32	Ø10 x 400 mm	Ø90 mm	GL10	EZ7382	
29/32	Ø10 x 460 mm	Ø90 mm	GL10	EZ7383	
29/32	Ø10 x 520 mm	Ø90 mm	GL10	EZ7384	

Pièces de rechange

Pale Ø50 mm	EZ7390
Pale Ø90 mm	EZ7391

