

Tiges d'agitation standards avec pale demi-lune avec trous

- tube en verre borosilicaté 3.3 calibré avec précision
- surface ponçée et polie
- pales en PTFE
- bouton-pression pour le remplacement des pales
- extrémité supérieure de la tige : Ø8 x 40 mm



pour récipient		dim. tige	dim. pale	nb / Ø trous	réf.	Prix HT
capacité	rodage					
100 ml	29/32	Ø10 x 270 mm	55 x 17 x Ø3 mm	2 trous Ø5 mm	EZ7400	
250 ml	29/32	Ø10 x 280 mm	55 x 17 x Ø3 mm	2 trous Ø5 mm	EZ7401	
500 ml	29/32	Ø10 x 300 mm	80 x 20 x Ø3 mm	4 trous Ø5 mm	EZ7402	
1000 ml	45/40	Ø10 x 370 mm	80 x 20 x Ø3 mm	6 trous Ø6 mm	EZ7403	
2000 ml	45/40	Ø10 x 425 mm	98 x 20 x Ø3 mm	6 trous Ø7 mm	EZ7404	
4000 ml	45/40	Ø10 x 480 mm	105 x 25 x Ø4 mm	6 trous Ø7 mm	EZ7405	
6000 ml	45/40	Ø10 x 515 mm	115 x 25 x Ø4 mm	6 trous Ø7 mm	EZ7406	
Pales de rechange						
Pale 55 x 17 x Ø3 mm, 2 trous					EZ7420	
Pale 80 x 20 x Ø3 mm, 4 trous					EZ7421	
Pale 80 x 20 x Ø3 mm, 6 trous					EZ7422	
Pale 98 x 20 x Ø3 mm, 6 trous					EZ7423	
Pale 105 x 25 x Ø4 mm, 6 trous					EZ7424	
Pale 115 x 25 x Ø4 mm, 6 trous					EZ7425	

Tiges d'agitation filetées avec pale demi-lune avec trous

- tube en verre borosilicaté 3.3 calibré avec précision
- surface ponçée et polie
- pales en PTFE
- bouton-pression pour le remplacement des pales
- extrémité supérieure de la tige : filetage GL10



pour récipient		long. tige	dim. pale	nb / Ø trous	réf.	Prix HT
capacité	rodage					
100 ml	29/32	270 mm	55 x 17 x Ø3 mm	2 trous Ø5 mm	EZ7410	
250 ml	29/32	280 mm	55 x 17 x Ø3 mm	2 trous Ø5 mm	EZ7411	
500 ml	29/32	300 mm	80 x 20 x Ø3 mm	4 trous Ø5 mm	EZ7412	
1000 ml	45/40	370 mm	80 x 20 x Ø3 mm	6 trous Ø6 mm	EZ7413	
2000 ml	45/40	425 mm	98 x 20 x Ø3 mm	6 trous Ø7 mm	EZ7414	
4000 ml	45/40	480 mm	105 x 25 x Ø4 mm	6 trous Ø7 mm	EZ7415	
6000 ml	45/40	515 mm	115 x 25 x Ø4 mm	6 trous Ø7 mm	EZ7416	
Pales de rechange						
Pale 55 x 17 x Ø3 mm, 2 trous					EZ7420	
Pale 80 x 20 x Ø3 mm, 4 trous					EZ7421	
Pale 80 x 20 x Ø3 mm, 6 trous					EZ7422	
Pale 98 x 20 x Ø3 mm, 6 trous					EZ7423	
Pale 105 x 25 x Ø4 mm, 6 trous					EZ7424	
Pale 115 x 25 x Ø4 mm, 6 trous					EZ7425	

Tiges d'agitation à ancre en verre

- tube en verre borosilicaté 3.3 calibré avec précision
- surface ponçée et polie
- pour récipient à bride

pour récipient		Ø tige	extrémité sup.	réf.	Prix HT
bride	capacité				
LF 60	50 ml	Ø10 mm	Ø8 x 40 mm	EZ7430	
	100 ml	Ø10 mm	Ø8 x 40 mm	EZ7431	
	250 ml	Ø10 mm	Ø8 x 40 mm	EZ7432	
	500 ml	Ø10 mm	Ø8 x 40 mm	EZ7433	
LF 100	1000 ml	Ø10 mm	Ø8 x 40 mm	EZ7434	
	250 ml	Ø10 mm	Ø8 x 40 mm	EZ7435	
	500 ml	Ø10 mm	Ø8 x 40 mm	EZ7436	
	1000 ml	Ø10 mm	Ø8 x 40 mm	EZ7437	
	2000 ml	Ø10 mm	Ø8 x 40 mm	EZ7438	
	3000 ml	Ø10 mm	Ø8 x 40 mm	EZ7439	
	4000 ml	Ø10 mm	Ø8 x 40 mm	EZ7440	
	6000 ml	Ø16 mm	Ø10 x 50 mm	EZ7441	
	10000 ml	Ø16 mm	Ø10 x 50 mm	EZ7442	
	20000 ml	Ø16 mm	Ø10 x 50 mm	EZ7443	
LF 150	2000 ml	Ø16 mm	Ø10 x 50 mm	EZ7444	
	3000 ml	Ø16 mm	Ø10 x 50 mm	EZ7445	
	4000/6000 ml	Ø16 mm	Ø10 x 50 mm	EZ7446	
	5000/10000 ml	Ø16 mm	Ø10 x 50 mm	EZ7447	
	20000 ml	Ø16 mm	Ø10 x 50 mm	EZ7448	



Tiges d'agitation filetée à ancre en verre

- tube en verre borosilicaté 3.3 calibré avec précision
- surface ponçée et polie
- pour récipient à bride

pour récipient		Ø tige	filetage	réf.	Prix HT
bride	capacité				
LF 60	50 ml	Ø10 mm	GL10	EZ7450	
	100 ml	Ø10 mm	GL10	EZ7451	
	250 ml	Ø10 mm	GL10	EZ7452	
	500 ml	Ø10 mm	GL10	EZ7453	
	1000 ml	Ø10 mm	GL10	EZ7454	
LF 100	250 ml	Ø10 mm	GL10	EZ7455	
	500 ml	Ø10 mm	GL10	EZ7456	
	1000 ml	Ø10 mm	GL10	EZ7457	
	2000 ml	Ø10 mm	GL10	EZ7458	
	3000 ml	Ø10 mm	GL10	EZ7459	
	4000 ml	Ø10 mm	GL10	EZ7460	
	6000 ml	Ø16 mm	GL14	EZ7461	
	10000 ml	Ø16 mm	GL14	EZ7462	
	20000 ml	Ø16 mm	GL14	EZ7463	
	2000 ml	Ø16 mm	GL14	EZ7464	
LF 150	3000 ml	Ø16 mm	GL14	EZ7465	
	4000/6000 ml	Ø16 mm	GL14	EZ7466	
	5000/10000 ml	Ø16 mm	GL14	EZ7467	
	20000 ml	Ø16 mm	GL14	EZ7468	

