

Agitateur magnétique Heidolph® Hei-PLATE Mix

capacité max.
20 litres



- moteur EC sans balais : moteur électro-commuté, efficacité et durée de vie très supérieures aux moteurs standard
- plaque avec revêtement céramique KeraDisk® résistant aux produits chimiques et aux rayures
- plaque isolée du moteur : les échantillons thermosensibles sont protégés de tout dommage thermique
- accélération progressive jusqu'à la vitesse de consigne
- boîtier hermétique anticorrosion

capacité	20 litres
surface	alliage aluminium recouvert de céramique
dim. surface	Ø 145 mm
vitesse	100 à 1400 tr/min ± 2%
charge max.	25 kg
niveau sonore	<50 dB(A)
protection	IP42
dim. / poids	168 x 299 x h101 mm / 3 kg
alimentation	230 V, 50/60 Hz
Agitateur	HE4025

Agitateurs magnétiques chauffants Heidolph® Hei-PLATE Mix 'n' Heat

capacité max.
20 litres

temp. max.
+300°C



1

Agitateur analogique

- régulateurs électroniques analogiques de la vitesse et de la température
- la fonction de chauffage peut être activée séparément et est indiquée par l'allumage de la touche LED

Caractéristiques générales

- moteur EC sans balais : moteur électro-commuté, efficacité et durée de vie très supérieures aux moteurs standard
- boîtier hermétique anticorrosion
- plaque en alliage aluminium recouvert de céramique résistant aux produits chimiques et aux rayures, temps de chauffage très rapide
- interrupteur marche/arrêt séparé pour le chauffage empêchant la mise en service involontaire du chauffage
- indicateur optique de chaleur si la température de la plaque dépasse +50°C
- accélération progressive jusqu'à la vitesse de consigne
- emplacement pour thermosonde



2

Agitateur digital

- régulateurs électroniques analogiques de la vitesse et de la température
- la fonction de chauffage peut être activée séparément et est indiquée par l'allumage de la touche LED
- affichage digital simultanément vitesse et température
- capteur de température Pt 1000 en option, pour un contrôle précis (± 1%) de la température dans le milieu agité

capacité	20 litres
surface	alliage aluminium recouvert de céramique
puissance de chauffe	800 W
dimensions plaque	Ø 145 mm
vitesse agitation / précis.	100 à 1400 tr/min ± 2%
charge max.	25 kg
niveau sonore	<50 dB(A)
protection	IP42
dim. (lxpxh) / poids	168 x 299 x h101 mm / 3 kg
alimentation	230 V - 50/60 Hz
Agitateur analogique	HE4115 1
Agitateur digital	HE4125 2
accessoires pour modèle digital	
Sonde Pt1000 en acier inox	HE4101
Sonde Pt1000 revêtue de verre	HE4102
Kit de fixation de la sonde	HE4103