

Bouchons GL28 raccords capillaires et soupape de ventilation

- bouchons GL28 en PPS bleu
- insert tournant librement en PTFE blanc
- connexions pour tubes capillaires, livrées avec des raccords en PFA pour tubes Øext. 3,2mm et des obturateurs pour les connexions inutilisées
- soupape de ventilation avec affichage de la durée d'utilisation



Bouchon BW1281	Bouchon BW1282
1 soupape 1 connexion capillaire avec 1 raccord Ø3,2 mm	1 soupape 2 connexions capillaires avec 2 raccords Ø3,2 mm 1 obturateur

- bouchons parfaitement hermétiques
- réduction des pertes de solvants ou éluants purs et protection contre les vapeurs nuisibles lors des manipulations HPLC

Bouchons GPI38/400 raccords capillaires et soupape de ventilation

- bouchons GPI38/400 en PPS bleu
- insert tournant librement en PTFE blanc
- connexions pour tubes capillaires livrées avec des raccords en PFA pour tubes Øext. 3,2mm et des obturateurs pour les connexions inutilisées
- soupape de ventilation avec affichage de la durée d'utilisation



Bouchon BW1381	Bouchon BW1382	Bouchon BW1383
1 soupape 1 connexion capillaire avec 1 raccord Ø3,2 mm	1 soupape 2 connexions capillaires avec 2 raccords Ø3,2 mm 1 obturateur	1 soupape 3 connexions capillaires avec 3 raccords Ø3,2 mm 2 obturateurs

Bouchons GPI38/430 raccords capillaires et soupape de ventilation

- bouchons GPI38/430 en PPS bleu
- insert tournant librement en PTFE blanc
- connexions pour tubes capillaires livrées avec des raccords en PFA pour tubes Øext. 3,2mm et des obturateurs pour les connexions inutilisées
- soupape de ventilation avec affichage de la durée d'utilisation



Bouchon BW1391	Bouchon BW1392	Bouchon BW1393
1 soupape 1 connexion capillaire avec 1 raccord Ø3,2 mm	1 soupape 2 connexions capillaires avec 2 raccords Ø3,2 mm 1 obturateur	1 soupape 3 connexions capillaires avec 3 raccords Ø3,2 mm 2 obturateurs

Bouchons distributeurs pour bouteilles à rincer GL45

- bouchons GL45 en PPS jaune
- insert tournant librement en PP gris
- 4 connexions latérales GL45 et 3 raccords centrés pour tubes capillaires Ø ext. 3,2 mm
- obturateurs pour les raccords inutilisés



référence	Prix HT
BW1813 Bouchon distributeur GL45 4 connexions GL45 + 3 raccords capillaires	

Bouchons distributeurs pour bouteilles à rincer GLS80

- bouchons GLS80 en PP gris
- insert tournant librement en PP gris
- 4 connexions latérales GL45 et 3 raccords centrés pour tubes capillaires Ø ext. 3,2 mm
- obturateurs pour les raccords inutilisés



référence	Prix HT
BW1810 Bouchon distributeur GLS80 4 connexions GL45 + 3 raccords capillaires	