


## Bouchons GL45 récupération de déchets

- bouchons en PPS
- insert tournant librement en PTFE
- connexion fileté GL14 pour le filtre à air destiné à absorber les vapeurs de solvant qui s'échappent lors de remplissage du récipient collecteur
- connexions pour tubes capillaires livrées avec des raccords en PFA pour tubes Øext. 1,6 / 2,2 / 3,2 mm et des obturateurs pour les connexions inutilisées
- embout olive pour tubes Ø int. 5,5 à 8 mm



Bouchon BW3451
1 raccord GL14
3 connexions capillaires avec
3 raccords Ø1,6mm <b>verts</b>
3 raccords Ø2,2 mm <b>violet</b> s
3 raccords Ø3,2 mm <b>jaunes</b>
2 obturateurs




Bouchon BW3455
1 raccord GL14
1 raccord olive Ø 5,5-8mm
2 connexions capillaires avec
2 raccords Ø1,6mm <b>verts</b>
2 raccords Ø2,2 mm <b>violet</b> s
2 raccords Ø3,2 mm <b>jaunes</b>
1 obturateur




Bouchon BW3456
1 raccord GL14
1 raccord olive Ø 5,5-8mm
4 connexions capillaires avec
4 raccords Ø1,6mm <b>verts</b>
4 raccords Ø2,2 mm <b>violet</b> s
4 raccords Ø3,2 mm <b>jaunes</b>
3 obturateurs

## Bouchons S40 récupération de déchets

- bouchons en PPS jaune
- insert tournant librement en PTFE blanc
- connexion fileté GL14 pour le filtre à air destiné à absorber les vapeurs de solvant qui s'échappent lors de remplissage du récipient collecteur
- connexions pour tubes capillaires livrées avec des raccords en PFA pour tubes Øext. 1,6 / 2,2 / 3,2 mm et des obturateurs pour les connexions inutilisées
- embout olive pour tubes Ø int. 5,5 à 8 mm



Bouchon BW3401
1 raccord GL14
3 connexions capillaires avec
3 raccords Ø1,6mm <b>verts</b>
3 raccords Ø2,2 mm <b>violet</b> s
3 raccords Ø3,2 mm <b>jaunes</b>
2 obturateurs



Bouchon BW3403
1 raccord GL14
1 raccord olive Ø 5,5-8mm
2 connexions capillaires avec
2 raccords Ø1,6mm <b>verts</b>
2 raccords Ø2,2 mm <b>violet</b> s
2 raccords Ø3,2 mm <b>jaunes</b>
1 obturateur

## Bouchons S51 récupération de déchets

- bouchons en PP gris
- insert tournant librement en PTFE blanc
- connexion fileté GL14 pour le filtre à air destiné à absorber les vapeurs de solvant qui s'échappent lors de remplissage du récipient collecteur
- connexions pour tubes capillaires livrées avec des raccords en PFA pour tubes Øext. 1,6 / 2,2 / 3,2 mm et des obturateurs pour les connexions inutilisées
- embout olive pour tubes Ø int. 5,5 à 8 mm



Bouchon BW3511
1 raccord GL14
3 connexions capillaires avec
3 raccords Ø1,6mm <b>verts</b>
3 raccords Ø2,2 mm <b>violet</b> s
3 raccords Ø3,2 mm <b>jaunes</b>
2 obturateurs



Bouchon BW3513
1 raccord GL14
1 raccord olive Ø 5,5-8mm
2 connexions capillaires avec
2 raccords Ø1,6mm <b>verts</b>
2 raccords Ø2,2 mm <b>violet</b> s
2 raccords Ø3,2 mm <b>jaunes</b>
1 obturateur