


Bouchons S55
récupération de déchets


- bouchons en PP jaune
- insert tournant librement en PTFE blanc
- connexion fileté GL14 pour le filtre à air destiné à absorber les vapeurs de solvant qui s'échappent lors de remplissage du récipient collecteur
- connexions pour tubes capillaires livrées avec des raccords en PFA pour tubes Øext. 1,6 / 2,2 / 3,2 mm et des obturateurs pour les connexions inutilisées
- embouts olive pour tubes Ø int. 5,5 à 8 mm



Bouchon BW3551
1 raccord GL14 3 connexions capillaires avec 3 raccords Ø1,6mm verts 3 raccords Ø2,2 mm violet s 3 raccords Ø3,2 mm jaunes 2 obturateurs



Bouchon BW3553
1 raccord GL14 1 raccord olive Ø 5,5-8mm 2 connexions capillaires avec 2 raccords Ø1,6mm verts 2 raccords Ø2,2 mm violet s 2 raccords Ø3,2 mm jaunes 1 obturateur




Bouchon BW3554
1 raccord GL14 4 raccords olives Ø 5,5-8mm avec 4 obturateurs 4 connexions capillaires avec 4 raccords Ø1,6mm verts 4 raccords Ø2,2 mm violet s 4 raccords Ø3,2 mm jaunes 3 obturateurs

Bouchons S60
récupération de déchets


- bouchons en PP jaune
- insert tournant librement en PTFE blanc
- connexion fileté GL14 pour le filtre à air destiné à absorber les vapeurs de solvant qui s'échappent lors de remplissage du récipient collecteur
- connexions pour tubes capillaires livrées avec des raccords en PFA pour tubes Øext. 1,6 / 2,2 / 3,2 mm et des obturateurs pour les connexions inutilisées
- embouts olive pour tubes Ø int. 5,5 à 8 mm



Bouchon BW3601
1 raccord GL14 3 connexions capillaires avec 3 raccords Ø1,6mm verts 3 raccords Ø2,2 mm violet s 3 raccords Ø3,2 mm jaunes 2 obturateurs



Bouchon BW3603
1 raccord GL14 1 raccord olive Ø 5,5-8mm 2 connexions capillaires avec 2 raccords Ø1,6mm verts 2 raccords Ø2,2 mm violet s 2 raccords Ø3,2 mm jaunes 1 obturateur



Bouchon BW3604
1 raccord GL14 4 raccords olives Ø 5,5-8mm avec 4 obturateurs 4 connexions capillaires avec 4 raccords Ø1,6mm verts 4 raccords Ø2,2 mm violet s 4 raccords Ø3,2 mm jaunes 3 obturateurs

Bouchons S65
récupération de déchets

- bouchons en PE gris
- insert tournant librement en PTFE blanc
- connexion fileté GL14 pour le filtre à air destiné à absorber les vapeurs de solvant qui s'échappent lors de remplissage du récipient collecteur
- connexions pour tubes capillaires livrées avec des raccords en PFA pour tubes Øext. 1,6 / 2,2 / 3,2 mm et des obturateurs pour les connexions inutilisées
- embout olive pour tubes Ø int. 5,5 à 8 mm



Bouchon BW3651
1 raccord GL14 5 connexions capillaires avec 5 raccords Ø1,6mm verts 5 raccords Ø2,2 mm violet s 5 raccords Ø3,2 mm jaunes 4 obturateurs



Bouchon BW3653
1 raccord GL14 1 raccord olive Ø 5,5-8mm 4 connexions capillaires avec 4 raccords Ø1,6mm verts 4 raccords Ø2,2 mm violet s 4 raccords Ø3,2 mm jaunes 3 obturateurs