

2 raccords Ø1,6mm verts
2 raccords Ø2,2 mm violets
2 raccords Ø3,2 mm jaunes)

Connecteur capillaire

2 connexions

- en PTFE blanc
- connexion capillaire NPT 1/8" vers 2 connexions capillaires
- livré avec 6 raccords en PFA pour des tubes capillaires Ø1,6/2,2/3,2 mm



Raccord BW2711

2 connexions capillaires (avec
2 raccords Ø1,6mm verts
2 raccords Ø2,2 mm violets
2 raccords Ø3,2 mm jaunes)

Connecteur capillaire

3 connexions

- en PTFE blanc
- connexion capillaire NPT 1/8" vers 3 connexions capillaires
- livré avec 9 raccords en PFA pour des tubes capillaires Ø1,6/2,2/3,2 mm



Raccord BW2712

3 connexions capillaires (avec
3 raccords Ø1,6mm verts
3 raccords Ø2,2 mm violets
3 raccords Ø3,2 mm jaunes)

Connecteur capillaire

8 connexions

- en PTFE blanc
- connexion capillaire NPT 1/8" vers 8 connexions capillaires
- livré avec 24 raccords en PFA pour des tubes capillaires Ø1,6/2,2/3,2 mm



Raccord BW2713

8 connexions capillaires (avec
8 raccords Ø1,6mm verts
8 raccords Ø2,2 mm violets
8 raccords Ø3,2 mm jaunes)

Connecteur capillaire

7 connexions capillaires et 1 raccord olive

- en PTFE blanc
- connexion capillaire NPT 1/8" vers 7 connexions capillaires et 1 raccprd olive
- livré avec 21 raccords en PFA pour des tubes capillaires Ø1,6/2,2/3,2 mm



Raccord BW2714

1 raccord olive Ø 5,5-8mm
7 connexions capillaires (avec
7 raccords Ø1,6mm verts
7 raccords Ø2,2 mm violets
7 raccords Ø3,2 mm jaunes)

Connecteur capillaire

3 connexions latérales

- en PTFE blanc
- connexion capillaire NPT 1/8" vers 3 connexions capillaires
- livré avec 9 raccords en PFA pour des tubes capillaires Ø1,6/2,2/3,2 mm




Raccord BW2715

3 connexions capillaires (avec
3 raccords Ø1,6mm verts
3 raccords Ø2,2 mm violets
3 raccords Ø3,2 mm jaunes)

Connecteur capillaire

2 connexions capillaires et 1 raccord olive latéaux

- en PTFE blanc
- connexion capillaire NPT 1/8" vers 3 connexions capillaires
- livré avec 6 raccords en PFA pour des tubes capillaires Ø1,6/2,2/3,2 mm



Raccord BW2716

1 raccord olive Ø 5,5-8mm
2 connexions capillaires (avec
2 raccords Ø1,6mm verts
2 raccords Ø2,2 mm violets
2 raccords Ø3,2 mm jaunes)

Connecteur
3 raccords olives

- en PTFE blanc
- connexion capillaire NPT 1/8" avec 3 raccords olives en PP jaune, pour tubes Ø 5,5-8 mm




Raccord BW2717

3 raccords olives Ø 5,5-8mm

Connecteur
3 raccords olives latéraux

- en PTFE blanc
- connexion capillaire NPT 1/8" avec 3 raccords olives en PP jaune, pour tubes Ø 5,5-8 mm



Raccord BW2718

3 raccords olives Ø 5,5-8mm

Distributeur
pour 3 tubes capillaires

- en PTFE blanc
- connexion capillaire UNF 1/4" vers 3 connexions capillaires
- 3 raccords en PFA pour des tubes capillaires Ø3,2 mm



Raccord BW5111

3 connexions capillaires (avec
3 raccords Ø3,2 mm jaunes)

Connecteur capillaire

- en PTFE blanc
- longueur 35 mm
- voie 3,3 mm
- raccord droit avec connexions capillaires de part et d'autre
- livré avec 6 raccords en PFA pour des tubes capillaires Ø1,6/2,2/3,2 mm



Raccord BW5121

2 connexions capillaires (avec
2 raccords Ø1,6mm verts
2 raccords Ø2,2 mm violets
2 raccords Ø3,2 mm jaunes)