

Factres d'air sortant connexion GL14

- corps du filtre en PP
- connexion par filetage GL14
- couvercle avec ouverture de ventilation et affichage de la durée d'utilisation
- contenu en charbon actif pour absorption des solvants



Ø ext. tubes	réf.	Prix HT
Small	BW5061	les 2
Medium	BW5062	les 2
Large	BW5063	les 2

Factres d'air sortant pour fûts

- corps du filtre en PE
- connexion directe sur le fût par filetage
- couvercle avec ouvertures de ventilation et affichage de la durée d'utilisation
- contenu en charbon actif pour absorption des solvants



connexion	durée vie	réf.	Prix HT
G3/4"	9 mois	BW5064	
Mauser 2"	12 mois	BW5065	
G2" + Tri-sure 2"	12 mois	BW5066	

Raccord NPT 1/8" pour tuyaux ondulés

- en PP
- accouplement de 3 parties : raccord, écrou et bague en FEP
- connexion de tuyaux ondulés en matériau dure avec le raccord de tube 1/8"



Ø int. tubes	réf.	Prix HT
Ø 6,5 mm	BW5143	
Ø 8,5 mm	BW5145	

Adaptateur GL14 droit pour filtre d'air sortant



- en PP
- pour montage peu encombrant du filtre



référence	Prix HT
BW5021 Adaptateur droit	

Adaptateur GL14 45° pour filtre d'air sortant



- en PP
- pour montage peu encombrant du filtre



référence	Prix HT
BW5022 Adaptateur 45°	

Adaptateur GL14 90° pour filtre d'air sortant



- en PP
- pour montage peu encombrant du filtre



référence	Prix HT
BW5023 Adaptateur 90°	

Adaptateur GL14 déporté pour filtre d'air sortant



- en PP
- pour montage déporté du filtre



référence	Prix HT
BW5024 Adaptateur déporté	

Adaptateur capillaire pour filtre d'air sortant



- en PTFE
- pour le montage d'un filtre d'air sortant avec filetage GL14 sur une connexion capillaire

référence	Prix HT
BW6152 Adaptateur capillaire	

Adaptateur GL14 pour tube capillaire



- en PTFE blanc
- pour le montage d'un tube capillaire sur une sortie pour filtre d'air sortant GL14

référence	Prix HT
BW5161 Adaptateur GL14	

Adaptateur GL14 pour tube capillaire



- en PE antistatique noir
- pour le montage d'un tube capillaire sur une sortie pour filtre d'air sortant GL14

référence	Prix HT
BW5165 Adaptateur GL14 antistatique	

Obturbateur GL14 pour connexion filtre d'air sortant



- en PTFE blanc
- filetage GL14

référence	Prix HT
BW5074 Obturbateur pour connexion filtre d'air sortant	