

Bouchons S60 avec entonnoir et indicateur de niveau électronique

- bouchons en PP jaune
- insert tournant librement en PTFE blanc
- entonnoir fixe avec passoire, et poignée d'arrêt automatique
- indicateur de niveau électronique : un flotteur, avec partie haute visible insérée dans un verre d'observation, monte quand le niveau du bidon augmente; quand le bidon est plein, une alarme est transmise au b.safe Display grâce à un câble
- connexion fileté GL14 pour le filtre à air destiné à absorber les vapeurs de solvant qui s'échappent lors de remplissage du récipient collecteur
- connexions pour des tubes capillaires Ø1,6/2,2/3,2 mm, livrées avec 6 raccords en PFA et 1 obturateur pour les connexion inutilisée
- embout olive pour tubes Ø int. 5,5 à 8 mm



Bouchon BW2068

- 1 entonnoir avec poignée auto.
- 1 indicateur de niveau
- 1 raccord GL14
- 1 raccord olive Ø 5,5-8mm
- 2 connexions capillaires (avec
 - 2 raccords Ø1,6mm **verts**
 - 2 raccords Ø2,2 mm **violet**
 - 2 raccords Ø3,2 mm **jaunes**
- 1 obturateur)

