

Distributeurs répétitifs Dispensman®



- distribution pratique, sûre et précise des solutions et des solvants en flacon fileté
- vissage direct sur flacons à filetage GL45, adaptateurs pour flacons A25, A28, S40 et A45/32
- nez rotatif à trois positions : distribuer / recycler / vider
- réglage du volume sans ouvrir le flacon
- contrôle la suppression de l'air dans le système pour éviter la perte de liquide
- purge et évacuation en circuit fermé pour éviter toute perte de réactif
- sécurité anti-goutte : en tournant la buse en position EMPTY, le réactif retourne dans le flacon, évitant tout écoulement intempestif

- système de recalibration intégré assurant la reproductibilité de l'instrument
- rotation sur 360° du bloc vanne : visibilité constante de l'étiquette du flacon
- entièrement autoclavable et démontable
- livré avec tubulure de reflux, tubulure télescopique, tubulure de distribution avec manchon protecteur, clé de calibration, 4 adaptateurs de différents diamètres et certificat de performance

capacité	subdiv.	exact.	stabilité	adaptateurs livrés	référence	prix HT
0,25-2,5 ml	0,05 ml	±0,012 ml	<0,002 ml	A25, A28, S40, A45/32	GS4002	
0,5-5 ml	0,10 ml	±0,030 ml	<0,005 ml	A25, A28, S40, A45/32	GS4005	
1-10 ml	0,20 ml	±0,060 ml	<0,010 ml	A25, A28, S40, A45/32	GS4010	1
2,5-25 ml	0,50 ml	±0,150 ml	<0,025 ml	A25, A28, S40, A45/32	GS4025	
5-50 ml	1,00 ml	±0,300 ml	<0,050 ml	A25, A28, S40, A45/32	GS4050	

Pipette répétitive à seringue Distriman®



- pipette répétitive, à déplacement positif,
- réglage continu
- lecture directe
- utilisée avec les seringues DISTRITIPS®
- affichage numérique clair des volumes en micro-litres ou en millilitres
- exacte, précise et fiable

référence	Prix HT
GS2000	Pipette pour seringue de distribution

seringues
DISTRITIPS®



volume	exact.	précision (au volume min.)	standard, en vrac	stériles, emballage individuel
1 - 12,5 µl	±0,100 µl	≤0,08 µl	GS2001 les 50	GS2011 les 50
10 - 125 µl	±0,80 µl	≤0,20 µl	GS2002 les 50	GS2012 les 50
0,1 - 1,25 ml	±6,0 µl	≤1,0 µl	GS2003 les 50	GS2013 les 50