

Sur-chaussures milieu humide en PP, semelle en PE

certification
DM 93/42/CE



- usage unique
- en polypropylène non tissé, 34 g/m²
- semelle en PE imperméable antidérapante, épaisseur 60 µm
- respirantes et légères
- élastique de maintien à la cheville
- en carton distributeur



sur-chaussures	taille XL 400x160mm		taille XXL 420x230mm	
Coloris	référence	Prix HT	référence	Prix HT
○	KH7001	les 400	KH7011	les 300
●	KH7002	les 400	-	-
●	KH7003	les 400	-	-
●	KH7004	les 400	-	-

Sur-chaussures en PP

certification
DM 93/42/CE



- usage unique
- en polypropylène non tissé
- souples et résistants
- élastique de maintien à la cheville
- coloris blanc ou bleu
- en carton distributeur

Coloris	Taille	dim. (lxh)	référence	Prix HT
○	L	380 x 160 mm	KH7021	les 500
●	L grande hauteur	380 x 190 mm	KH7022	les 500
○	XXL très grande hauteur	420 x 230 mm	KH7023	les 300

Sur-chaussures en PP, semelle anti-dérapantes à chevrons



- usage unique
- en polypropylène non tissé adapté aux surfaces lisses en milieu sec
- semelle avec empreintes "chevrons"
- assemblage par collage
- dim. : 400 x 170 mm
- en sachets

Coloris	Taille	référence	Prix HT
○	400 x 170 mm	KH7031	les 500
●	400 x 170 mm	KH7032	les 500

Sur-chaussures visiteurs en polyéthylène chloré



- usage unique
- en polyéthylène
- étanches
- restauration collective, visiteurs, patients ou soignants en bloc opératoire, industries
- en sachets

Coloris	Taille	référence	Prix HT
●	M : 380 mm	KH7041	les 2000
●	L : 410 mm	KH7042	les 2000