




Sur-chaussures en PP semelle en PE 60µm

certification
DM 93/42/CE



- usage unique
- en polypropylène non tissé 35 g/m²
- semelle en PE imperméable antidérapante, épaisseur 60 µm
- assemblage par collage
- souples et résistantes
- élastique de maintien à la cheville
- en sachets





sur-chaussures	taille XL 400x160mm		taille XXL 420x230mm	
Coloris	référence	Prix HT	référence	Prix HT
	KH7051	les 400	KH7061	les 300
	KH7052	les 400	-	-
	KH7053	les 200	-	-

Sur-chaussures en PP semelle en PE 80µm



- usage unique
- en polypropylène non tissé 35 g/m²
- semelle en PE imperméable antidérapante, épaisseur 80 µm
- assemblage par collage
- très résistantes
- faible relargage particulière
- élastique de maintien à la cheville
- en sachets



Coloris	Taille	référence	Prix HT
	XL : 400 x 160 mm	KH7071	les 200
	XL : 400 x 160 mm	KH7072	les 400

Sur-chaussures en PE semelle en PVC



- usage unique
- en polyéthylène très respirant
- semelle striée, anti-dérapante, en PVC
- assemblage par collage
- résistantes à l'abrasion
- dim. : 345 x 160 mm
- en sachets

Coloris	Taille	référence	Prix HT
	345 x 160 mm	KH7075	les 500

Sur-chaussures en PE gaufré



- usage unique
- en polyéthylène renforcé, épaisseur 80 µm
- étanches, pour sols humides ou rugueux, peuvent être utilisées en extérieur
- assemblage par soudure
- résistantes à l'abrasion et aux produits chimiques
- dim. : 380 x 165 mm
- en sachets

Coloris	Taille	référence	Prix HT
	380 x 165 mm	KH7076	les 400