



Flexibles d'évacuation des déchets



- en PTFE antistatique
- peuvent être raccourcis à la longueur désirée
- tuyau lisse : intérieur lisse / extérieur spiralé, ou ondulé : intérieur et extérieur spiralé

Ø int. / ext.	matériau	type	Réf.	Prix HT
Ø 13,5 / 16,5 mm	PTFE antistatique	lisse	BW1426 le mètre 1	
Ø 13,5 / 18 mm	PTFE antistatique	ondulé	BW1416 le mètre 2	

Flexibles de ventilation ondulés



- en PE ou PFA antistatique
- peuvent être raccourcis à la longueur désirée
- tuyau ondulé : intérieur et extérieur spiralé
- à connecter sur la connexion GL14 des bouchons de sécurité, pour extraire les vapeurs vers le système d'aération du laboratoire

Ø int. / ext.	matériau	connexion	Réf.	Prix HT
Ø 11/14 mm	PE antistatique	connexion GL14 avec raccord	BW7741 le mètre 3	
Ø 9,5/13,5 mm	PFA antistatique	connexion GL14 directe	BW7751 le mètre 4	

Tuyaux rigides en PTFE



- découpe de la longueur sur demande, jusqu'à 100 mètres
- prix au mètre

Ø int./ext.	référence	Prix HT
Ø 0,8 / 1,6 mm	BW7502 le mètre	
Ø 1,0 / 1,6 mm	BW7504 le mètre	
Ø 1,4 / 2,2 mm	BW7506 le mètre	
Ø 1,6 / 3,2 mm	BW7508 le mètre	

Tuyaux rigides en PTFE antistatique



- découpe de la longueur sur demande, jusqu'à 100 mètres
- prix au mètre

Ø int./ext.	référence	Prix HT
Ø 0,8 / 1,6 mm	BW7702 le mètre	
Ø 1,6 / 3,2 mm	BW7708 le mètre	
Ø 4,0 / 6,0 mm	BW7710 le mètre	
Ø 6,0 / 8,0 mm	BW7712 le mètre	
Ø 8,0 / 10,0 mm	BW7714 le mètre	
Ø 10,0 / 12,0 mm	BW7716 le mètre	

Tuyaux ondulés en PE



- découpe de la longueur sur demande, jusqu'à 100 mètres
- prix au mètre

Ø int./ext.	référence	Prix HT
Ø 6,5 / 10,0 mm	BW7535 le mètre	

Coupe tuyaux capillaires



- pour tuyaux jusqu'à Ø ext. 8 mm
- guides pour tuyaux Ø ext. 1,6 / 2,3 / 3,2 / 4,2 mm
- livré avec lame de rechange

référence	Prix HT
BW5710 Coupe tuyaux capillaires	

Pince coupe tuyaux



- pour tuyaux jusqu'à Ø ext. 28 mm

référence	Prix HT
BW5720 Pince coupe tuyaux	
BW5721 lame de rechange	

Spirale de maintien de tuyaux



- spirale extensible en PE
- découppable à la longueur souhaitée
- pour assembler et canaliser tuyaux ou câbles

référence	Prix HT
BW5641 Spirale de maintien de tuyaux	

Clips pour tuyaux



- en POM
- regroupement et guidage des tuyaux et câbles
- guides pour 5 tuyaux : 1xØ18mm/1xØ14mm/2xØ4mm/1x3,5mm
- modèle avec fixation murale

dim.	fixation	Réf.	Prix HT
Ø34,5x10mm	-	BW1404	
34,5x29x17 mm	fixation	BW1405	