

Micropipettes Pipetman® L

- ▶ conformes à la norme ISO 8655-2
- ▶ bouton d'éjection orientable
- ▶ faibles forces de pipetage

- confortables, précises, exactes et fiables
- légères et équilibrées : forces de pipetage minimales, permet de pipeter longtemps, sans fatigue
- éjecteur de pointes en plastique ou en acier inoxydable, suivant modèle
- ajustement de l'emplacement de l'éjecteur dans la position idéale, selon si l'utilisateur est droitier ou gaucher
- système de verrouillage du réglage du volume : évite les risques de changement de volume accidentel durant le travail
- poignée limitant le transfert de chaleur
- entièrement autoclavables sans démontage
- conformes BPL
- code d'identification 2D : lecture et téléchargement automatique des informations de la pipette sur n'importe quel logiciel de suivi (modèles à volume variable uniquement)
- numéro de série gravé sur le corps de la pipette
- livrées avec certificat de calibration selon norme ISO 8655
- portoirs en option

capacité	exactitude (au volume min.)	précision	micropipettes éjecteur acier inox		micropipettes éjecteur plastique	
			référence	Prix HT	référence	Prix HT
micropipettes monocal volume fixe						
1 µl	±0,02 µl	≤0,015 µl	-	-	GS1241	-
2 µl	±0,05 µl	≤0,020 µl	-	-	GS1242	-
5 µl	±0,05 µl	≤0,025 µl	-	-	GS1243	-
10 µl	±0,06 µl	≤0,03 µl	-	-	GS1244	-
20 µl	±0,10 µl	≤0,05 µl	-	-	GS1245	-
25 µl	±0,20 µl	≤0,07 µl	-	-	GS1246	-
50 µl	±0,35 µl	≤0,12 µl	-	-	GS1247	-
100 µl	±0,55 µl	≤0,15 µl	-	-	GS1248	-
200 µl	±1,20 µl	≤0,30 µl	-	-	GS1249	-
250 µl	±1,50 µl	≤0,75 µl	-	-	GS1251	-
300 µl	±2,40 µl	≤0,50 µl	-	-	GS1252	-
400 µl	±2,40 µl	≤0,80 µl	-	-	GS1253	-
500 µl	±3,00 µl	≤0,80 µl	-	-	GS1254	-
1000 µl	±5,00 µl	≤1,3 µl	-	-	GS1255	-
5000 µl	±20,00 µl	≤7,0 µl	-	-	GS1256	-
micropipettes monocal volume variable						
0,2 à 2 µl	±0,024 µl	≤0,012 µl	GS1101	-	GS1201	-
0,5 à 10 µl	±0,040 µl	≤0,016 µl	GS1102	-	GS1202	-
2 à 20 µl	±0,10 µl	≤0,03 µl	GS1103	-	GS1203	-
10 à 100 µl	±0,35 µl	≤0,10 µl	GS1104	-	GS1204	-
20 à 200 µl	±0,50 µl	≤0,20 µl	GS1105	-	GS1205	-
100 à 1000 µl	±3,00 µl	≤0,6 µl	GS1106	-	GS1206	-
500 à 5000 µl	±12,00 µl	≤3 µl	-	-	GS1207	-
1000 à 10000 µl	±30,00 µl	≤6 µl	-	-	GS1208	-
micropipettes 8 canaux volume variable						
0,5 à 10 µl	±0,08 µl	≤0,04 µl	-	-	GS1211	-
2 à 20 µl	±0,10 µl	≤0,08 µl	-	-	GS1212	-
20 à 200 µl	±0,50 µl	≤0,25 µl	-	-	GS1213	-
20 à 300 µl	±1,00 µl	≤0,35 µl	-	-	GS1214	-
100 à 1200 µl	±6,00 µl	≤0,90 µl	-	-	GS1215	-
micropipettes 12 canaux volume variable						
0,5 à 10 µl	±0,08 µl	≤0,04 µl	-	-	GS1221	-
2 à 20 µl	±0,10 µl	≤0,08 µl	-	-	GS1222	-
20 à 200 µl	±0,50 µl	≤0,25 µl	-	-	GS1223	-
20 à 300 µl	±1,00 µl	≤0,35 µl	-	-	GS1224	-
100 à 1200 µl	±6,00 µl	≤0,90 µl	-	-	GS1225	-



les kits Pipetman® L

kits Pipetman® L	micropipettes monocanales	pointes	accessoires	réf.	Prix HT
kit démarrage 3	3 micropipettes volume variable, éjecteur en acier inox	2 - 20 µl 20 - 200 µl 100 - 1 000 µl	2 boîtes de pointes : 2 - 200 µl 100 - 1000 µl	3 portoirs muraux pour 1 micropipette 3 éjecteurs en plastiques 1 guide + 1 poster inspection 2 min.	GS1140
kit démarrage 4	4 micropipettes volume variable, éjecteur en acier inox	0,2 - 2 µl 2 - 20 µl 20 - 200 µl 100 - 1 000 µl	3 boîtes de pointes : 0,1 - 10 µl 2 - 200 µl 100 - 1000 µl	4 portoirs muraux pour 1 micropipette 4 éjecteurs en plastiques 1 guide + 1 poster inspection 2 min.	GS1150
kit micro-volume	3 micropipettes volume variable, éjecteur en acier inox	0,2 - 2 µl 0,5 - 10 µl 10 - 100 µl	2 boîtes de pointes : 2 - 200 µl 100 - 1000 µl	3 portoirs muraux pour 1 micropipette 3 éjecteurs en plastiques 1 guide + 1 poster inspection 2 min.	GS1160

Portoirs

Portoirs	réf.	Prix HT
portoir 1 place	GS1131	1
portoir 3 places	GS1132	2
portoir 1 x multicanaux	GS1133	3
portoir 7 places	GS1134	4

Ejecteurs en plastique

Éjecteurs plastique	réf.	Prix HT
éjecteur 2 µl / 10 µl	GS1332	
éjecteur vol.20 µl	GS1333	
éjecteur vol.100 µl	GS1334	
éjecteur vol.200 µl	GS1335	
éjecteur vol.1000 µl	GS1336	

Filtres

• pour micropipettes 5000 µl / 10 ml

Filtres	référence	Prix HT
filtres, les 10	GS1341	
filtres, les 100	GS1342	

Bagues d'identification

Bagues	référence	Prix HT
Bagues rouges	GS1351	les 10
Bagues jaunes	GS1352	les 10
Bagues vertes	GS1353	les 10
Bagues bleues	GS1354	les 10
Bagues blanches	GS1355	les 10
Bagues assortiment	GS1350	les 10