

Micropipettes Pipetman® Classic

► conformes à la norme ISO 8655-2

- pipettes à déplacement d'air et réglage continu : conviennent pour les solutions aqueuses de viscosité et de densité modérées
- exactes et fiables
- joint et ressorts légers : forces de pipetage minimales, permet tant de pipeter longtemps, sans fatigue
- poignée limitant le transfert de chaleur
- livrées avec éjecteur de pointe en acier inoxydable
- éjecteurs de pointe en plastique, pour substances corrosives, en option
- autoclavable partiellement

les kits Pipetman® G



capacité	exactitude (au volume min.)	précision	référence	Prix HT
micropipettes monocanal				
0,2 à 2 µl	±0,024 µl	≤0,012 µl	GS1301	
1 à 10 µl	±0,025 µl	≤0,012 µl	GS1302	
2 à 20 µl	±0,10 µl	≤0,030 µl	GS1303	
10 à 100 µl	±0,35 µl	≤0,10 µl	GS1304	
20 à 200 µl	±0,50 µl	≤0,20 µl	GS1305	
100 à 1000 µl	±3,00 µl	≤0,6 µl	GS1306	
500 à 5000 µl	±12,00 µl	≤3 µl	GS1307	
1000 à 10000 µl	±30,00 µl	≤6 µl	GS1308	
micropipettes 8 canaux				
1 à 10 µl	±0,08 µl	≤0,05 µl	GS1311	
2 à 20 µl	±0,10 µl	≤0,08 µl	GS1312	
20 à 200 µl	±0,50 µl	≤0,25 µl	GS1313	
30 à 300 µl	±1,00 µl	≤0,35 µl	GS1314	
micropipettes 12 canaux				
1 à 10 µl	±0,08 µl	≤0,05 µl	GS1321	
2 à 20 µl	±0,10 µl	≤0,08 µl	GS1322	
20 à 200 µl	±0,50 µl	≤0,25 µl	GS1323	
30 à 300 µl	±1,00 µl	≤0,35 µl	GS1324	



kits Pipetman® L	micropipettes	pointes	accessoires	réf.	Prix HT
kit démarrage 4 micropipettes	0,2 - 2 µl	1000 pointes en vrac :	4 portoirs x 1 micropipette	GS1370	
	2 - 20 µl	10 raks x 96 :	4 poignées confort		
	20 - 200 µl	10 raks x 96 :	1 guide de pipetage		
	100 - 1000 µl	10 raks x 96 :	1 poster inspection 2 min.		
kit micro-volume 3 micropipettes	0,2 - 2 µl	1000 pointes en vrac :	3 portoirs x 1 micropipette	GS1380	
	1 - 10 µl	10 raks x 96 :	3 éjecteurs en plastiques		
	10 - 100 µl		1 guide de pipetage		
kit large-volume 2 micropipettes	500 - 5000 µl	-	1 poster inspection 2 min.	GS1390	
	1000 - 10000 µl		2 sacs de 10 filtres		

Éjecteurs en plastique

Éjecteurs en plastique	référence	Prix HT
éjecteurs vol. max. 2 µl / 10 µl	GS1332	
éjecteurs vol. max. 20 µl	GS1333	
éjecteurs vol. max. 100 µl	GS1334	
éjecteurs vol. max. 200 µl	GS1335	
éjecteurs vol. max. 1000 µl	GS1336	

Filtres

- pour micropipettes
5000 µl / 10 ml

Bagues d'identification	référence	Prix HT
filtres 5000 µl / 10 ml, les 10	GS1341	
filtres 5000 µl / 10 ml, les 100	GS1342	

Poignées confort

Poignées	référence	Prix HT
poignées bleues	GS1501 les 3	
	GS1502 les 50	
poignées blanches	GS1503 les 3	
	GS1504 les 50	
stickers	GS1505 les 120	

Portoirs

Portoirs	référence	Prix HT
portoir mural pour 1 micropipette	GS1131	
portoir sur paillasse pour 3 micropipettes	GS1132	
portoir pour 1 micropipette multicanaux	GS1133	
portoir carrousel 7 places	GS1134	

Bagues d'identification

Bagues d'identification	référence	Prix HT
Bagues rouges	GS1351 les 10	
Bagues jaunes	GS1352 les 10	
Bagues vertes	GS1353 les 10	
Bagues bleues	GS1354 les 10	
Bagues blanches	GS1355 les 10	
Bagues assortiment 5 coloris	GS1350 les 10	