

## Pointes Pipetman® Diamond

- en polypropylène pur
- graduations
- fabriquées dans un environnement de salle blanche
- exemptes de contaminants détectables
- garanties, certifiées et traçables
- s'adaptent parfaitement aux micropipettes PIPETMAN®
- pointes à filtre : filtre en polyéthylène haute densité, sans additif d'étanchéité, pour éviter la contamination par aérosol
- modèles stériles; les modèles non stériles sont autoclavables



**Pointes en vrac**

- carton de 1 000 pointes (5 sacs de 200 pointes) ou de 10 000 pointes (10 sacs de 1 000 pointes)
- bande de scellement rapide avec sceau de sécurité
- code couleur.



**Rack TIPACK™**

- compacte
- couvercle à charnière, pour ouvrir et fermer la boîte TIPACK à chaque utilisation de pointes, peut être enlevé pour empiler la boîte ou en cas d'utilisation intensive



**Recharge en rack**

- recharge rapide des boîtes TIPACK™ vides
- peu encombrante, facile à entreposer
- support autoclavable
- code couleur



**Recharge blister**

- racks de pointes prêt à l'emploi, en emballage individuel
- portoir autoclavable
- code couleur



**Tour de recharge universelle**

- 1 tour contient 7 à 10 racks de 96 pointes de pipettes
- recharge rapide de la boîte universelle
- gain de place
- code couleur
- autoclavable



**Boîtes STERILPACK™**

- STERILPACK™
- 400 pointes stériles en emballage individuel

## 0,1 - 10 µl

### pointes standard - longueur 30 mm

en vrac	non stériles	les 1.000 pointes (5 sacs de 200)	<b>GS7100</b>	/ 1.000
	non stériles	les 10.000 pointes (10 sacs de 1000)	<b>GS7101</b>	/ 10.000
sur rack TIPACK™	non stériles	les 10 racks de 96 pointes	<b>GS7102</b>	/ 960
	stériles	les 10 racks de 96 pointes	<b>GS7103</b>	/ 960
tour de recharge	non stériles	la tour de 7 recharges de 96 pointes	<b>GS7104</b>	/ 672
	stériles	la tour de 7 recharges de 96 pointes	<b>GS7105</b>	/ 672

### pointes à filtre - longueur 30 mm

sur rack TIPACK™	stériles	les 10 racks de 96 pointes	<b>GS7111</b>	/ 960
------------------	----------	----------------------------	---------------	-------

### pointes longues à filtre - longueur 45 mm

sur rack TIPACK™	stériles	les 10 racks de 96 pointes	<b>GS7112</b>	/ 960
recharge sous Blister	stériles	les 10 recharges de 96 pointes	<b>GS7113</b>	/ 960

## 0,1 - 20 µl

### pointes standard - longueur 45 mm

en vrac	non stériles	les 1.000 pointes (5 sacs de 200)	<b>GS7200</b>	/ 1.000
	non stériles	les 10.000 pointes (10 sacs de 1000)	<b>GS7201</b>	/ 10.000
sur rack TIPACK™	non stériles	les 10 racks de 96 pointes	<b>GS7202</b>	/ 960
	stériles	les 10 racks de 96 pointes	<b>GS7203</b>	/ 960
recharge en rack	non stériles	les 10 recharges de 96 pointes	<b>GS7204</b>	/ 960
recharge Blister	non stériles	les 10 racks de 96 pointes	<b>GS7205</b>	/ 960
	stériles	les 10 racks de 96 pointes	<b>GS7206</b>	/ 960
tour de recharge	non stériles	la tour de 10 recharges de 96 pointes	<b>GS7207</b>	/ 960
	stériles	la tour de 10 recharges de 96 pointes	<b>GS7208</b>	/ 960

## 2 - 200 µl

### pointes standard - longueur 51 mm

en vrac	non stériles	les 1.000 pointes (5 sacs de 200)	<b>GS7300</b>	/ 1.000
	non stériles	les 10.000 pointes (10 sacs de 1000)	<b>GS7301</b>	/ 10.000
sur rack TIPACK™	non stériles	les 10 racks de 96 pointes	<b>GS7302</b>	/ 960
	stériles	les 10 racks de 96 pointes	<b>GS7303</b>	/ 960
recharge en rack	non stériles	les 10 recharges de 96 pointes	<b>GS7304</b>	/ 960
	non stériles	les 10 racks de 96 pointes	<b>GS7305</b>	/ 960
recharge Blister	stériles	les 10 racks de 96 pointes	<b>GS7306</b>	/ 960
	non stériles	la tour de 10 recharges de 96 pointes	<b>GS7307</b>	/ 960
tour de recharge	stériles	la tour de 10 recharges de 96 pointes	<b>GS7308</b>	/ 960
	stériles	la boîte de 400 pointes en emballage individuel	<b>GS7309</b>	/ 400

### pointes à filtre 2 à 30 µl - longueur 51 mm

sur rack TIPACK™	stériles	les 10 racks de 96 pointes	<b>GS7311</b>	/ 960
recharge sous Blister	stériles	les 10 recharges de 96 pointes	<b>GS7312</b>	/ 960

### pointes à filtre 10 à 100 µl - longueur 51 mm

sur rack TIPACK™	stériles	les 10 racks de 96 pointes	<b>GS7313</b>	/ 960
recharge sous Blister	stériles	les 10 recharges de 96 pointes	<b>GS7314</b>	/ 960

### pointes à filtre 20 à 200 µl - longueur 51 mm

sur rack TIPACK™	stériles	les 10 racks de 96 pointes	<b>GS7315</b>	/ 960
recharge sous Blister	stériles	les 10 recharges de 96 pointes	<b>GS7316</b>	/ 960

## 10 - 300 µl

### pointes standard - longueur 51 mm

en vrac	non stériles	les 1.000 pointes (5 sacs de 200)	<b>GS7400</b>	/ 1.000
	non stériles	les 10.000 pointes (10 sacs de 1000)	<b>GS7401</b>	/ 10.000
sur rack TIPACK™	non stériles	les 10 racks de 96 pointes	<b>GS7402</b>	/ 960
	stériles	les 10 racks de 96 pointes	<b>GS7403</b>	/ 960
recharge Blister	non stériles	les 10 racks de 96 pointes	<b>GS7404</b>	/ 960
	stériles	les 10 racks de 96 pointes	<b>GS7405</b>	/ 960
tour de recharge	non stériles	la tour de 10 recharges de 96 pointes	<b>GS7406</b>	/ 960
	stériles	la tour de 10 recharges de 96 pointes	<b>GS7407</b>	/ 960

### pointes à filtre - longueur 51 mm

sur rack TIPACK™	stériles	les 10 racks de 96 pointes	<b>GS7411</b>	/ 960
recharge sous Blister	stériles	les 10 recharges de 96 pointes	<b>GS7412</b>	/ 960

## 100 - 1000 µl

### pointes standard - longueur 66 mm

en vrac	non stériles	les 1.000 pointes (5 sacs de 200)	<b>GS7500</b>	/ 1.000
	non stériles	les 10.000 pointes (10 sacs de 1000)	<b>GS7501</b>	/ 10.000
sur rack TIPACK™	non stériles	les 10 racks de 96 pointes	<b>GS7502</b>	/ 960
	stériles	les 10 racks de 96 pointes	<b>GS7503</b>	/ 960
recharge en rack	non stériles	les 10 recharges de 96 pointes	<b>GS7504</b>	/ 576
recharge Blister	non stériles	les 10 racks de 96 pointes	<b>GS7505</b>	/ 960
	stériles	les 10 racks de 96 pointes	<b>GS7506</b>	/ 960
tour de recharge	non stériles	la tour de 7 recharges de 96 pointes	<b>GS7507</b>	/ 672
	stériles	la tour de 7 recharges de 96 pointes	<b>GS7508</b>	/ 672
STERILPACK™	stériles	la boîte de 400 pointes en emballage individuel	<b>GS7509</b>	/ 400

### pointes à filtre - longueur 66 mm

sur rack TIPACK™	stériles	les 10 racks de 96 pointes	<b>GS7511</b>	/ 960
recharge sous Blister	stériles	les 10 recharges de 96 pointes	<b>GS7512</b>	/ 960

## 100 - 1200 µl

### pointes standard - longueur 84 mm

en vrac	non stériles	les 1.000 pointes (5 sacs de 200)	GS7600	/ 1.000
	non stériles	les 10.000 pointes (10 sacs de 1000)	GS7601	/ 10.000
sur rack TIPACK™	non stériles	les 10 racks de 96 pointes	GS7602	/ 960
	stériles	les 10 racks de 96 pointes	GS7603	/ 960
recharge Blister	non stériles	les 10 racks de 96 pointes	GS7604	/ 960
	stériles	les 10 racks de 96 pointes	GS7605	/ 960

### pointes à filtre - longueur 84 mm

sur rack TIPACK™	stériles	les 10 racks de 96 pointes	GS7611	/ 960
recharge sous Blister	stériles	les 10 recharges de 96 pointes	GS7612	/ 960

## 0,5 - 5 ml

### pointes standard - longueur 10,4 cm

en vrac	non stériles	les 1.000 pointes (5 sacs de 200)	GS7700	/ 1.000
sur rack TIPACK™	non stériles	les 10 racks de 96 pointes	GS7701	/ 960

## 1 - 10 ml

### pointes standard - longueur 16 m

en vrac	non stériles	les 200 pointes (1 sac de 200)	GS7800	/ 200
sur rack TIPACK™	non stériles	les 8 racks de 30 pointes	GS7801	/ 240

### Boîtes et racks vides pour Diamond Tips



Boîtes et racks vides	référence	Prix HT
Boîtes vides pour recharge par Tour		
Boîte universelle, recharge par tour <span style="float: right;">1</span>	GS7910	l'unité
Boîtes vides pour recharges en Rack ou Blister		
Boîtes pour recharges 10 µl / 20 µl / 200 µl <span style="float: right;">●</span>	GS7920	les 2
Boîtes pour recharges 1000 - 1200 µl <span style="float: right;">●</span>	GS7921	les 2
Racks vides pour pointes achetées en vrac		
racks vides 10 µl <span style="float: right;">●</span>	GS7930	les 2
racks vides 20 µl <span style="float: right;">●</span>	GS7931	les 2
racks vides 200 µl <span style="float: right;">●</span>	GS7932	les 2
racks vides 300 µl <span style="float: right;">● 2</span>	GS7933	les 2
racks vides 1000 µl / 1200 µl <span style="float: right;">●</span>	GS7934	les 2
rack vide 5 ml <span style="float: right;">● 3</span>	GS7935	les 2
rack vide 10 ml <span style="float: right;">●</span>	GS7936	l'unité

### Recharges sous Blister 384 pointes Diamond Tips

#### Pointes

- en polypropylène pur
- graduations
- fabriquées dans un environnement de salle blanche
- exemptes de contaminants détectables
- garanties, certifiées et traçables
- s'adaptent parfaitement aux micropipettes PIPETMAN®
- pointes à filtre : filtre en polyéthylène haute densité, sans additif d'étanchéité, pour éviter la contamination par aérosol
- modèles stériles, les pointes non stériles sont autoclavables



#### Recharges Blister

- racks de pointes prêt à l'emploi, en emballage individuel
- portoirs autoclavables
- code couleur

volume pointes	long.	emballage	pointes non stériles	pointes stériles
<b>Recharges 384 pointes standards</b>				
0,1 - 20 µl <span style="float: right;">●</span>	45 mm	les 960 <span style="float: right;">1</span>	GS8010	GS8020
2 - 200 µl <span style="float: right;">●</span>	51 mm	les 960	GS8011	GS8021
100 - 1000 µl <span style="float: right;">●</span>	66 mm	les 960	GS8012	GS8022
50 - 1000 µl <span style="float: right;">●</span>	84 mm	les 960	-	GS8023
<b>Recharges 384 pointes à filtre</b>				
0,1 - 10 µl <span style="float: right;">●</span>	45 mm	les 960	-	GS8030
2 - 30 µl <span style="float: right;">●</span>	51 mm	les 960 <span style="float: right;">2</span>	-	GS8031
20 - 200 µl <span style="float: right;">●</span>	51 mm	les 960	-	GS8032
100 - 1000 µl <span style="float: right;">●</span>	66 mm	les 960	-	GS8033