



Métrologie pour micropipettes

- ▶ trois niveaux de prestation : AF, PRO AR, PRO AF-AR
- ▶ prestation standard ISO8655 ou prestation COFRAC
- ▶ prestations pour micropipettes de toutes marques

Prestations NF EN ISO 8655 ou COFRAC

- **prestation ISO8655 standard** : édition d'un rapport de calibration selon les spécifications de la norme ISO8655 (ou spécifications fabricants / spécifications clients)
- **prestation COFRAC** : édition d'un certificat d'étalonnage COFRAC selon les spécifications de la norme ISO8655

1 Prestation AF

- test de non radioactivité
- décontamination externe de la pipette
- test de fuite
- test fonctionnel
- contrôle métrologique

2 Prestation PRO AR

- test de non radioactivité
- décontamination externe et interne de la pipette
- **changement systématique du ou des joints**
- **graissage selon marque et modèle de la pipette**
- test de fuite
- test fonctionnel
- contrôle métrologique et recalibration

3 Prestation PRO AF-AR

- test de non radioactivité
- décontamination externe de la pipette
- test de fuite
- test fonctionnel
- contrôle métrologique en l'état
- décontamination interne de la pipette
- maintenance avec remplacement systématique du ou des joints
- graissage selon marque et modèle de la pipette
- test de fuite
- test fonctionnel
- contrôle métrologique et recalibration

Frais de port

- l'envoi des micropipettes vers Labo-Moderne est à la charge du client
- les frais de retour des micropipettes, après la prestation, sont les suivants :

GS1 Frais de port 1 à 9 pipettes

- franco à partir de 10 pipettes

micropipettes monocal	volumes	pesées /volume	référence	Prix HT	référence	Prix HT	
			prestations ISO 8655		prestations certifiées COFRAC		
1 Niveau AF	1 volume	4 pesées	GS901110		GS901110C		
		10 pesées	GS901111		GS901111C		
	2 volumes	4 pesées	GS901120		-		
		10 pesées	GS901121		-		
	3 volumes	4 pesées	GS901130		GS901130C		
		10 pesées	GS901131		GS901131C		
	1 volume	4 pesées	GS901210		GS901210C		
		10 pesées	GS901211		GS901211C		
	2 volumes	4 pesées	GS901220		-		
10 pesées		GS901221		-			
3 volumes	4 pesées	GS901230		GS901230C			
	10 pesées	GS901231		GS901231C			
2 Niveau PRO AR	1 volume	4 pesées	GS901310		GS901310C		
		10 pesées	GS901311		GS901311C		
	2 volumes	4 pesées	GS901320		-		
		10 pesées	GS901321		-		
	3 volumes	4 pesées	GS901330		GS901330C		
		10 pesées	GS901331		GS901331C		
	3 Niveau PRO AF-AR	1 volume	4 pesées	GS901310		GS901310C	
			10 pesées	GS901311		GS901311C	
		2 volumes	4 pesées	GS901320		-	
10 pesées			GS901321		-		
3 volumes		4 pesées	GS901330		GS901330C		
		10 pesées	GS901331		GS901331C		
micropipettes 8 canaux		2 volumes	4 pesées	GS908120		-	
			10 pesées	GS908121		-	
		3 volumes	4 pesées	GS908130		GS908130C	
	10 pesées		GS908131		GS908131C		
	2 volumes	4 pesées	GS908220		-		
		10 pesées	GS908221		-		
	3 volumes	4 pesées	GS908230		GS908230C		
		10 pesées	GS908231		GS908231C		
	2 volumes	4 pesées	GS908320		-		
		10 pesées	GS908321		-		
	3 volumes	4 pesées	GS908330		GS908330C		
		10 pesées	GS908331		GS908331C		
	micropipettes 12 canaux	2 volumes	4 pesées	GS912120		-	
			10 pesées	GS912121		-	
		3 volumes	4 pesées	GS912130		GS912130C	
			10 pesées	GS912131		GS912131C	
		2 volumes	4 pesées	GS912220		-	
			10 pesées	GS912221		-	
3 volumes		4 pesées	GS912230		GS912230C		
		10 pesées	GS912231		GS912231C		
2 volumes		4 pesées	GS912320		-		
		10 pesées	GS912321		-		
3 volumes		4 pesées	GS912330		GS912330C		
		10 pesées	GS912331		GS912331C		