

Microscope EUROMEX® fond noir auto-extinction par capteur iCare

1000x



PLAN

E-PLAN

LED

- tête avec tubes Siedentopf inclinés à 30°
- distance interpupillaire réglable de 48 à 76 mm
- réglage de la dioptrie
- revolver porte objectifs 5 places
- 4 objectifs E-Plan ou Plan IOS
- optiques traitées antifongique et anti-reflet
- condenseur d'Abbe avec un condenseur équipé de miroirs cardioïde supplémentaire avec éclairage LED 5 W intégré et diaphragme à iris
- éclairage NeoLED 5 W intensité réglable et éclairage Köhler avec diaphragme et lentille correctrice
- capteur iCare : extinction automatique de l'éclairage lorsque l'utilisateur s'éloigne de son poste
- platines XY 216 x 150 mm, mouvement 79 x 52 mm, crémaillère invisible
- poignée et système de rangement du câble dans la partie arrière du microscope
- mise au point par réglage macro et micrométrique coaxial, précision 1 µm, course ~24 mm
- système de sécurité sur la mise au point pour protéger les objectifs et les échantillons
- alimentation : 100-240 V
- dim. : 210 x 255 x h407 mm
- livrés avec housse de protection, fusible de rechange, câble d'alimentation et flacon d'huile à immersion 5 ml
- **garantie 10 ans**



grossissement max.	revolver porte-objectifs	objectifs		oculaires WF	condenseur cardioïde	éclairage		platine		trinoculaire	
		grossissement	optique			standard	Köhler	type	dim.	référence	Prix HT
1000x	5 places	4x - 10x - 40x - 100x	Plan IOS	10x/22 mm	O.N.max.1,25	NeoLED 5 W	Köhler	XY	216 x 150 mm	XE3260	
1000x	5 places	4x - 10x - 40x - 100x*	Plan IOS	10x/22 mm	O.N.max.1,25	NeoLED 5 W	Köhler	XY	216 x 150 mm	XE3265	
1000x	5 places	4x - 10x - 40x - 100x	E-Plan	10x/20 mm	O.N.max.1,25	NeoLED 5 W	-	XY	216 x 150 mm	XE3270	

* Objectif Plan corrigé à l'infini à super contraste S100x avec diaphragme à iris intégré

accessoires pour les modèles EX3260 et EX3265	référence	Prix HT
Oculaire EWF10x/22 mm avec pointeur	XE3203	
Oculaire WF15x/16 mm	XE3213	
Oculaire WF20x/12 mm	XE3214	
Objectif Plan IOS PLi S60x/0.85	XE3209	
Kit de contraste de phase Zernike avec positions PLPHi 10/20/40/100, fond clair et fond noir	XE3226	
Objectif Plan Phase IOS PLPHi 10x/0.25	XE3221	
Objectif Plan Phase IOS PLPHi 20x/0.40	XE3222	
Objectif Plan Phase IOS PLPHi S40x/0.65	XE3223	
Objectif Plan Phase IOS PLPHi S100x/1.25	XE3224	
Lame avec anneau de phase pour objectif de phase S40	XE3261	

accessoires pour modèle EX3270	référence	Prix HT
Oculaire EWF10x/20 mm	XE3216	
Oculaire EWF10x/20 mm avec pointeur	XE3201	
Oculaire WF15x/16 mm	XE3211	
Oculaire WF20x/12 mm	XE3212	
Objectif E-plan EPL S60x/0.85	XE3206	
Kit de contraste de phase Zernike avec positions PLPH 10/20/40/100, fond clair et fond noir	XE3266	
Objectif Plan pour le contraste de phase PLPH 10x/0.25	XE3261	
Objectif Plan pour le contraste de phase PLPH 20x/0.40	XE3262	
Objectif Plan pour le contraste de phase PLPH S40x/0.65	XE3263	
Objectif Plan pour le contraste de phase PLPH S100x/1.25	XE3264	
Dispositif de Köhler	XE3267	
Lame avec anneau de phase pour objectif de phase S40	XE3268	