

**Table anti-vibratoire**  
structure en acier peint  
et plateau décentré en granit



- structure en acier peint
- plaque décentrée en granit
- charge max. 40 kg

dim. table (lpxh) /	poids	plaque granit	référence	Prix HT
770 x 650 x h815 mm	62 kg	410 x 270 mm	WA1050	

**Table anti-vibratoire  
pour comparateurs de masse**  
structure en acier peint et granit complet



- structure en acier peint
- granit complet
- charge max. 150 kg

dim. table (lpxh) /	poids	plaque granit	référence	Prix HT
700 x 450 x h225 mm	145 kg	700 x 450 mm	WA1060	

**Table anti-vibratoire  
pour comparateurs de masse**  
structure en acier inox et granit complet



- structure en acier inox
- granit complet
- charge max. 150 kg

dim. table (lpxh) /	poids	plaque granit	référence	Prix HT
700 x 450 x h225 mm	145 kg	700 x 450 mm	WA1065	