

Solutions tampon pH en sachets exactitude $\pm 0,01$ - HANNA®



- sachets à usage unique de 20 ml prêts à l'emploi : pas de contamination, étalonnage rapide et précis
- transport facile : sachets souples et légers
- conservation longue durée
- mentions sur chaque sachet : identification du pH, numéro du lot, date de péremption
- exactitude : $\pm 0,01$ pH à $+25^\circ\text{C}$
- livrés sans certificat, avec un certificat de conformité ou avec certificat d'analyse NIST
- en boîte de 10 ou 25 sachets



pH à 25°C	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT
	solutions standard en boîte de 10 sachets		solutions standard en boîte de 25 sachets		solutions avec certificat de conformité en boîte de 25 sachets		solutions avec certificat NIST en boîte de 25 sachets	
1,00 pH	-	-	-	-	AH50012	25 sachets	-	-
1,68 pH	-	-	-	-	AH50162	25 sachets	-	-
2,00 pH	-	-	-	-	AH50022	25 sachets	-	-
3,00 pH	-	-	-	-	AH50032	25 sachets	-	-
4,01 pH	AH50041	10 sachets	NR1110	25 sachets	AH50042	25 sachets	NR1120	25 sachets
5,00 pH	-	-	-	-	AH50052	25 sachets	-	-
6,86 pH	-	-	NR1113	25 sachets	AH50682	25 sachets	NR1123	25 sachets
7,01 pH	AH50071	10 sachets	NR1111	25 sachets	AH50072	25 sachets	NR1121	25 sachets
9,00 pH	-	-	-	-	AH50092	25 sachets	-	-
9,18 pH	-	-	NR1114	25 sachets	AH50912	25 sachets	NR1124	25 sachets
10,01 pH	AH50101	10 sachets	NR1112	25 sachets	AH50102	25 sachets	NR1122	25 sachets
11,00 pH	-	-	-	-	AH50112	25 sachets	-	-
12,00 pH	AH50121	10 sachets	-	-	AH50122	25 sachets	-	-
12,45 pH	-	-	-	-	AH51242	25 sachets	-	-
13,00 pH	-	-	-	-	AH50132	25 sachets	-	-

Solutions tampon pH en sachets exactitude $\pm 0,002$ - HANNA®

- sachets à usage unique de 20 ml prêts à l'emploi : pas de contamination, étalonnage rapide et précis
- transport facile : sachets souples et légers
- conservation longue durée
- mentions sur chaque sachet : identification du pH, numéro du lot, date de péremption
- livrées avec un certificat de conformité de mesure du pH
- exactitude : $\pm 0,002$ pH à $+25^\circ\text{C}$
- boîtes de 25 sachets

pH à 25°C	référence	Prix HT
solutions tampon pH, boîtes de 25 sachets		
1,000 pH	AH6012	25 sachets 91,10 €
1,679 pH	AH6162	25 sachets 91,10 €
2,000 pH	AH6022	25 sachets 91,10 €
4,010 pH	AH6042	25 sachets 91,10 €
7,010 pH	AH6072	25 sachets 91,10 €
10,010 pH	AH6102	25 sachets 91,10 €



Duos de solutions tampons

- en sachets individuels
- modèles livrés avec un certificat de conformité de mesure du pH et de la conductivité
- en boîte de 10 sachets de 20 ml : 5 sachets de chaque



pH à 25°C	conditionmt	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
		solutions standard		solutions avec certificat	
4,01 et 7,01 pH	5 x 2 sachets	AH7740	39,30 €	AH7740C	40,90 €
7,01 et 10,01 pH	5 x 2 sachets	AH7710	39,30 €	AH7710C	40,90 €
7,01 pH et 1413 $\mu\text{S/cm}$	5 x 2 sachets	AH7700	62,10 €	AH7700C	73,20 €
7,01 pH et 1500 mg/l (ppm)	5 x 2 sachets	AH7720	62,10 €	-	-