

Solution étalons CAL Check



- gamme absorbance

référence	Prix HT
AH83103 Solutions CAL Check pour HI83303	
AH83105 Solutions CAL Check pour HI83305	
AH83114 Solutions CAL Check pour HI83314	
AH83125 Solutions CAL Check pour HI83325	
AH83126 Solutions CAL Check pour HI83326	
AH83199 Solutions CAL Check pour HI83399	

Standard Chlore libre



référence	Prix HT
AH70110 Standards Chlore libre 1,00 mg/l, les 4	
AH70125 Standards Chlore libre 0,25 mg/l, les 4	
AH70150 Standards Chlore libre 0,50 mg/l, les 4	

Solutions étalons Cal Check



référence		réf.	Prix HT
Ammoniaque	gamme large	0,0 et 25,0 mg/L	AH9673
	gamme étroite	0,0 et 1,5 mg/L	AH9770
Dureté Totale	gamme étroite	0,0 et 150 mg/L	AH6735E
	gamme moyenne	0,0 et 350 mg/L	
	gamme large	0,0 et 520 mg/L	
Fer	gamme large	0,0 et 1,50 mg/L	AH6721E
Nitrates		0,0 et 15,0 mg/L	AH6728E
Phosphate	gamme étroite	0,0 et 100 mg/L	AH6713E

Electrode pH, Redox, ISE



- usage général, titrages
- connecteur : banane 4 mm
- câble 1 m.

électrode	
jonction	Simple, céramique
débit	12-20 µl/h
électrolyte	KCl 3,5 M
pression max.	0,1 bar
gamme T°C	-5 à +100°C
matériau corps	Verre
électrode	AH5311