

Pipettes pasteur

- en polyéthylène
- modèles stériles, en emballage individuel ou par 5

capacité bulbe	capacité totale	graduations	gouttes/ml	dim.	stérile	conditionnement	référence	Prix HT
----------------	-----------------	-------------	------------	------	---------	-----------------	-----------	---------

Pipettes pasteur 1 ml

**1 ml**

5 ml

0,25 ml

23 gouttes/ml

Ø 5 x 150 mm

-	en vrac	PP2260	les 3000
stériles	emballage par 5	PP2261	les 2000
stérile	emballage individuel	PP2262	les 1700

Pipettes pasteur 3 ml

**3 ml**

7 ml

0,50 ml

21 gouttes/ml

Ø 7,8 x 150 mm

-	en vrac	PP2270	les 3000
stériles	emballage par 5	PP2271	les 2000
stérile	emballage individuel	PP2272	les 1500

Pipettes pasteur 3,5 ml capillaire

**3,5 ml**

4 ml

-

28 gouttes/ml

Ø 2,5 x 150 mm

-	en vrac	PP2280	les 3000
stériles	emballage par 5	PP2281	les 2000
stérile	emballage individuel	PP2282	les 1800

Pipettes pasteur 3,5 ml à tige longue

**3,5 ml**

6 ml

-

28 gouttes/ml

Ø 5 x 230 mm

-	en vrac	PP2290	les 2400
stériles	emballage par 5	PP2291	les 1500
stérile	emballage individuel	PP2292	les 1000

Pipettes pasteur 3,5 ml à tige fine

**3,5 ml**

5 ml

-

28 gouttes/ml

Ø 4,5 x 150 mm

-	en vrac	PP2300	les 500
stériles	emballage par 5	PP2301	les 1000
stérile	emballage individuel	PP2302	les 500

Pipettes pasteur 3,5 ml à tige courte

**3,5 ml**

4 ml

-

28 gouttes/ml

Ø 2,5 x 85 mm

-	en vrac	PP2310	les 3000
stériles	emballage par 5	PP2311	les 700
stérile	emballage individuel	PP2312	les 200