


## Portoires ronds avec poignées en polypropylène



- s'intègrent parfaitement dans les seaux à glace, béchers, dessiccateurs, etc.
- en polypropylène autoclavable
- restent stables au fond des bains
- base et deux niveaux de grilles alphanumériques
- quatre pieds s'insèrent dans le haut de racks identiques pour un empilage facile
- poignée amovible
- coloris rouge
- livrés à plat, assemblage facile

capacité	dim. (Øxh)	référence	Prix HT
14 tubes Ø13/16 mm	Ø 95 x 82 mm	TB1132	
9 tubes Ø16/20 mm	Ø 95 x 82 mm	TB1133	


## Portoires ronds en polypropylène



- s'intègrent parfaitement dans les seaux à glace, béchers, dessiccateurs, etc.
- en polypropylène autoclavable
- restent stables au fond des bains
- base et deux niveaux de grilles alphanumériques
- quatre pieds s'insèrent dans le haut de racks identiques pour un empilage facile
- coloris blanc
- livrés à plat, assemblage facile

capacité	dim. (Øxh)	référence	Prix HT
61 tubes 1,5 ml	Ø 149 x 72 mm	TB1107	
52 tubes Ø13 mm	Ø 149 x 72 mm	TB1101	
37 tubes Ø16 mm	Ø 149 x 72 mm	TB1102	
24 tubes Ø20 mm	Ø 149 x 72 mm	TB1103	
13 tubes Ø25 mm	Ø 149 x 72 mm	TB1104	
12 tubes Ø30 mm	Ø 149 x 72 mm	TB1105	

## Portoires pour 80 microtubes en polypropylène



- en polypropylène moulé
- zone de marquage
- poignées
- grande résistance aux produits chimiques et aux substances agressives
- dim. 209 x 66 x h27 mm
- capacité 80 (5 x 16) microtubes de 1,5 ou 2 ml
- grille alphanumérique
- assortiment de coloris : jaune, vert, rouge, bleu, violet



capacité	référence	Prix HT
80 microtubes 1,5 ml / 2,0 ml	BL4040	les 5

## Portoires pour tubes à centrifuger



- en polypropylène bleu
- grille alphanumérique
- pour tubes 15 ml ou 50 ml

capacité	référence	Prix HT
50 tubes 15 ml	BL4042	
25 tubes 50 ml	BL4044	