

Tuyaux rigides en PTFE



- découpe de la longueur sur demande, jusqu'à 100 mètres
- prix au mètre

Ø int./ext.	référence	Prix HT
Ø 0,8 / 1,6 mm	BW7502	
Ø 1,0 / 1,6 mm	BW7504	
Ø 1,4 / 2,2 mm	BW7506	
Ø 1,6 / 3,2 mm	BW7508	

Tuyaux rigides en PTFE antistatique



- découpe de la longueur sur demande, jusqu'à 100 mètres
- prix au mètre

Ø int./ext.	référence	Prix HT
Ø 0,8 / 1,6 mm	BW7702	
Ø 1,6 / 3,2 mm	BW7708	
Ø 4,0 / 6,0 mm	BW7710	
Ø 6,0 / 8,0 mm	BW7712	
Ø 8,0 / 10,0 mm	BW7714	
Ø 10,0 / 12,0 mm	BW7716	

Tuyaux ondulés en PE



- découpe de la longueur sur demande, jusqu'à 100 mètres
- prix au mètre

Ø int./ext.	référence	Prix HT
Ø 6,5 / 10,0 mm	BW7535	

Marque-tuyaux



- en PP flexibles
- pour tuyaux Ø 0,4 à 6,35 mm
- assortiment de 5 coloris

dim.	référence	Prix HT
13 x 60 mm	BW5601 les 20	


Réducteurs droits en PP



- en PP blanc
- 2 embouts olives
- connexion de tuyaux souples

Ø int. tuyaux 1	Ø int. tuyaux 2	long.	Ø voie	réf.	Prix HT
Ø4/7mm	8/11mm	85,5mm	Ø3mm	BW5955	
Ø4/7mm	12/16mm	85,5mm	Ø3mm	BW5951	

Raccords droits en PP



- en PP blanc
- 2 embouts olives
- connexion de tuyaux souples

Ø int. tuyaux	long.	Ø voie	réf.	Prix HT
Ø3/5mm	37mm	Ø3mm	BW5903	
Ø4/7mm	52mm	Ø4mm	BW5905	
Ø7/9mm	58,5mm	Ø6,5mm	BW5907	

Raccords en Y en PP



- en PP blanc
- 2 embouts olives
- connexion de tuyaux souples

Ø int. tuyaux	l x L	Ø voie	réf.	Prix HT
Ø3mm	19x15mm	Ø1,8mm	BW5801	
Ø4mm	25x19mm	Ø2,3mm	BW5802	
Ø5mm	31x22,5mm	Ø2,8mm	BW5803	
Ø6mm	48,5x35mm	Ø4,8mm	BW5804	
Ø9mm	59x54,5mm	Ø7,5mm	BW5805	
Ø11mm	68x53mm	Ø10,0mm	BW5806	

Coupe tuyaux capillaires



- pour tuyaux jusqu'à Ø ext. 8 mm
- guides pour tuyaux Ø ext. 1,6 / 2,3 / 3,2 / 4,2 mm
- livré avec lame de rechange

référence	Prix HT
BW5710 Coupe tuyaux capillaires	

Pince coupe tuyaux



- pour tuyaux jusqu'à Ø ext. 28 mm

référence	Prix HT
BW5720 Pince coupe tuyaux	
BW5721 lame de rechange	