

Condenseurs à air



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- sans enveloppe
- pour condenser les vapeurs
- rodage mâle
- bague de vidange

rodage mâle	longueur	surface de refroidissement	réf.	Prix HT
14/23	700 mm	300 cm ²	EZ5341	
29/32	1000 mm	510 cm ²	EZ5342	

Condenseurs à haut rendement



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- avec quatre serpentins de refroidissement
- surface de refroidissement : 2 350 cm²
- longueur de gaine : 300 mm
- 2 versions : avec rodages mâle et femelle 45/40 et raccords olives pour l'eau, ou avec brides KF 50 et raccord KF15 pour l'eau

connexions M et F	raccords eau	réf.	Prix HT
rodages 45/40	raccords olives	EZ5561	
brides KF50	brides KF15	EZ5562	

Réfrigérants de Liebig avec connecteurs olives



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- pour condenser les vapeurs
- raccordement à l'eau avec 2 connecteurs olives en verre
- conformes à la norme DIN 12576, sauf références signalées *
- rodages mâle et femelle

rodages M et F	longueur	surface de refroidissement	réf.	Prix HT
rodage 14/23				
14/23	160 mm	60 cm ²	EZ5351	
14/23	250 mm	100 cm ²	EZ5352	*
14/23	400 mm	160 cm ²	EZ5353	*
rodage 19/26				
19/26	160 mm	90 cm ²	EZ5354	
19/26	250 mm	130 cm ²	EZ5355	
19/26	400 mm	210 cm ²	EZ5356	*
rodage 24/29				
24/29	250 mm	130 cm ²	EZ5357	*
24/29	400 mm	210 cm ²	EZ5358	*
rodage 29/32				
29/32	250 mm	130 cm ²	EZ5359	
29/32	400 mm	210 cm ²	EZ5360	
29/32	500 mm	270 cm ²	EZ5361	*
29/32	750 mm	400 cm ²	EZ5362	*

Réfrigérants de Liebig avec filetage GL



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- pour condenser les vapeurs
- raccordement à l'eau par 2 connecteurs en plastique, filetage GL14 et raccords olives
- conformes à la norme DIN 12576, sauf références signalées *
- rodages mâle et femelle

rodages M et F	longueur	surface de refroidissement	réf.	Prix HT
rodage 14/23				
14/23	160 mm	60 cm ²	EZ5371	
14/23	250 mm	100 cm ²	EZ5372	*
14/23	400 mm	160 cm ²	EZ5373	*
rodage 19/26				
19/26	160 mm	90 cm ²	EZ5374	
19/26	250 mm	130 cm ²	EZ5375	
19/26	400 mm	210 cm ²	EZ5376	*
rodage 24/29				
24/29	250 mm	130 cm ²	EZ5377	*
24/29	400 mm	210 cm ²	EZ5378	*
rodage 29/32				
29/32	250 mm	130 cm ²	EZ5379	
29/32	400 mm	210 cm ²	EZ5380	
29/32	500 mm	270 cm ²	EZ5381	*
29/32	750 mm	400 cm ²	EZ5382	*