



Pour refroidir et condenser des substances chimiques présentes sous forme de gaz. Constitués de 2 circuits : de l'eau froide coule en continu dans la partie externe, refroidissant les parois internes, le gaz chaud du milieu réactionnel pénètre dans la colonne et est immédiatement refroidi. Il se condense sur les parois sous formes de gouttelettes, qui peuvent s'écouler.

Réfrigérants d'Allihn avec connecteurs olives



rodages M et F	long.	boules	surface de refroidissement	réf.	Prix HT
rodage 14/23					
14/23	160mm	6boules	100cm ²	EZ5421 *	
14/23	250mm	5boules	200cm ²	EZ5422 *	
rodage 19/26					
19/26	160mm	6boules	100cm ²	EZ5423	
19/26	250mm	5boules	200cm ²	EZ5424 *	
rodage 24/29					
24/29	160mm	6boules	100cm ²	EZ5425 *	
24/29	250mm	5boules	200cm ²	EZ5426 *	
24/29	400mm	8boules	300cm ²	EZ5427 *	
rodage 29/32					
29/32	160mm	6boules	100cm ²	EZ5428 *	
29/32	250mm	5boules	200cm ²	EZ5429	
29/32	400mm	8boules	300cm ²	EZ5430 *	
29/32	500mm	10boules	400cm ²	EZ5431 *	

- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- pour condenser les vapeurs
- raccordement à l'eau avec 2 connecteurs olives en verre
- rodages mâle et femelle
- conformes à la norme DIN 12581, sauf références signalées *


Réfrigérants d'Allihn pour extracteur avec connecteurs olives



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- pour condenser les vapeurs
- raccordement à l'eau avec 2 connecteurs olives en verre
- rodage mâle

rodage mâle	extracteur	surface de refroidissement	réf.	Prix HT
29/32	30 ml	100cm ²	EZ5461	
34/35	70 ml	100cm ²	EZ5462	
45/40	100-250 ml	200cm ²	EZ5463	


Réfrigérants d'Allihn avec filetage GL



rodages M et F	long.	boules	surface de refroidissement	réf.	Prix HT
rodage 14/23					
14/23	160mm	6boules	100cm ²	EZ5441 *	
14/23	250mm	5boules	200cm ²	EZ5442 *	
rodage 19/26					
19/26	160mm	6boules	100cm ²	EZ5443	
19/26	250mm	5boules	200cm ²	EZ5444 *	
rodage 24/29					
24/29	160mm	6boules	100cm ²	EZ5445 *	
24/29	250mm	5boules	200cm ²	EZ5446 *	
24/29	400mm	8boules	300cm ²	EZ5447 *	
rodage 29/32					
29/32	160mm	6boules	100cm ²	EZ5448 *	
29/32	250mm	5boules	200cm ²	EZ5449	
29/32	400mm	8boules	300cm ²	EZ5450 *	
29/32	500mm	10boules	400cm ²	EZ5451 *	

- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- pour condenser les vapeurs
- raccordement à l'eau par 2 connecteurs en plastique, filetage GL14 et raccords olives
- rodages mâle et femelle
- conformes à la norme DIN 12581, sauf références signalées *

Réfrigérants d'Allihn pour extracteur avec filetage GL



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- pour condenser les vapeurs
- raccordement à l'eau par 2 connecteurs en plastique, filetage GL14 et raccords olives
- rodage mâle

rodage mâle	extracteur	surface de refroidissement	réf.	Prix HT
29/32	30 ml	100cm ²	EZ5471	
34/35	70 ml	100cm ²	EZ5472	
45/40	100-250 ml	200cm ²	EZ5473	