

### Réfrigérants de Davies avec connecteurs olives



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- double enveloppe
- pour condenser les vapeurs
- raccordement à l'eau avec 2 connecteurs olives en verre
- rodages mâle et femelle

rodages M et F	longueur	surface de refroidissement	réf.	Prix HT
rodage 24/29				
24/29	250 mm	460 cm <sup>2</sup>	EZ5401	
24/29	400 mm	740 cm <sup>2</sup>	EZ5402	
rodage 29/32				
29/32	250 mm	460 cm <sup>2</sup>	EZ5403	
29/32	400 mm	740 cm <sup>2</sup>	EZ5404	

### Réfrigérants à serpentín avec connecteurs olives



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- pour le refroidissement des condensats
- raccordement à l'eau avec 2 connecteurs olives en verre
- rodages mâle et femelle

rodages M et F	longueur	surface de refroidissement	réf.	Prix HT
rodage 14/23				
14/23	160 mm	230 cm <sup>2</sup>	EZ5481	
rodage 29/32				
29/32	250 mm	500 cm <sup>2</sup>	EZ5482	
29/32	400 mm	820 cm <sup>2</sup>	EZ5483	
29/32	500 mm	1040 cm <sup>2</sup>	EZ5484	

### Réfrigérants serpentín à double parois avec connecteurs olives



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- pour condenser les vapeurs
- raccordement à l'eau avec 2 connecteurs olives en verre
- rodages mâle et femelle
- conformes à la norme DIN 12593, sauf références signalées \*

rodages M et F	long.	surface de refroidissement	réf.	Prix HT
rodage 14/23				
14/23	160 mm	240 cm <sup>2</sup>	EZ5541 *	
rodage 24/29				
24/29	250 mm	400 cm <sup>2</sup>	EZ5542 *	
rodage 29/32				
29/32	160 mm	240 cm <sup>2</sup>	EZ5543	
29/32	250 mm	400 cm <sup>2</sup>	EZ5544	
29/32	400 mm	650 cm <sup>2</sup>	EZ5545	
29/32	500 mm	840 cm <sup>2</sup>	EZ5546 *	

### Réfrigérants de Davies avec filetage GL



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- double enveloppe
- pour condenser les vapeurs
- raccordement à l'eau par 2 connecteurs en plastique, filetage GL14 et raccords olives
- rodages mâle et femelle

rodages M et F	longueur	surface de refroidissement	réf.	Prix HT
rodage 24/29				
24/29	250 mm	460 cm <sup>2</sup>	EZ5411	
24/29	400 mm	740 cm <sup>2</sup>	EZ5412	
rodage 29/32				
29/32	250 mm	460 cm <sup>2</sup>	EZ5413	
29/32	400 mm	740 cm <sup>2</sup>	EZ5414	

### Réfrigérants à serpentín avec filetage GL



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- pour le refroidissement des condensats
- raccordement à l'eau par 2 connecteurs en plastique, filetage GL14 et raccords olives
- rodages mâle et femelle

rodages M et F	longueur	surface de refroidissement	réf.	Prix HT
rodage 14/23				
14/23	160 mm	230 cm <sup>2</sup>	EZ5491	
rodage 29/32				
29/32	250 mm	500 cm <sup>2</sup>	EZ5492	
29/32	400 mm	820 cm <sup>2</sup>	EZ5493	
29/32	500 mm	1040 cm <sup>2</sup>	EZ5494	

### Réfrigérants serpentín à double parois avec filetage GL



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- pour condenser les vapeurs
- raccordement à l'eau par 2 connecteurs en plastique, filetage GL14 et raccords olives
- rodages mâle et femelle
- conformes à la norme DIN 12593, sauf références signalées \*

rodages M et F	long.	surface de refroidissement	réf.	Prix HT
rodage 14/23				
14/23	160 mm	240 cm <sup>2</sup>	EZ5551 *	
rodage 24/29				
24/29	250 mm	400 cm <sup>2</sup>	EZ5552 *	
rodage 29/32				
29/32	160 mm	240 cm <sup>2</sup>	EZ5553	
29/32	250 mm	400 cm <sup>2</sup>	EZ5554	
29/32	400 mm	650 cm <sup>2</sup>	EZ5555	
29/32	500 mm	840 cm <sup>2</sup>	EZ5556 *	