

Récepteurs de distillation droits, selon Bredt



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- avec un adaptateur, un distributeur à 4 branches et 4 flacons rodés 14/23
- connexion pour le vide, filetage GL18

volume	rodage supérieur	rodage connexion	référence	Prix HT
50 ml	14/23	19/26	EZ6101	
100 ml	29/32	29/32	EZ6102	
250 ml	29/32	29/32	EZ6103	

Récepteurs de distillation courbés, selon Bredt



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- courbure angle 105°
- avec un adaptateur, un distributeur à 4 branches et 4 flacons rodés 14/23
- connexion pour le vide filetage GL18

volume	rodage supérieur	rodage connexion	référence	Prix HT
50 ml	14/23	19/26	EZ6105	
100 ml	29/32	29/32	EZ6106	

Adaptateurs pour récepteurs de distillation



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- pour adaptateur de distillation selon Bredt
- droits ou courbés, suivant modèles
- deux rodages femelles
- raccord pour le vide filetage GL18

rodage supérieur	rodage inférieur	référence	Prix HT
Adaptateurs droits			
14/23	19/26	EZ6111	
29/32	29/32	EZ6112	
Adaptateurs courbés			
14/23	19/26	EZ6113	
29/32	29/32	EZ6114	

Distributeurs 4 branches pour récepteurs de distillation



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- 4 branches avec rodage mâle 14/23
- pour 4 flacons jusqu'à 250 ml

rodage supérieur	référence	Prix HT
19/26	EZ6121	
29/32	EZ6122	

Récepteurs de distillation selon Bernauer



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- rodage supérieur femelle
- 3 branches avec rodage mâle 14/23
- olive en verre pour raccord de vide

rodage supérieur	référence	Prix HT
14/23	EZ6131	
19/26	EZ6132	
29/32	EZ6133	

Récepteur de distillation selon Bernauer, avec flacons



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- rodage supérieur femelle
- 3 branches avec rodage mâle 14/23 et 3 flacons
- olive en verre pour raccord de vide

rodage supérieur	flacons	référence	Prix HT
14/23	50 ml	EZ6135	
19/26	100 ml	EZ6136	
29/32	100 ml	EZ6137	