

**Extracteurs selon Soxhlet
avec condenseur de Dimroth**

- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- permet de faire l'extraction par solvant en continu d'une espèce chimique contenue dans une poudre solide, séparation efficace avec de petites quantités de solvants
- appareils complets constitués de :
- **condenseur de Dimroth**, avec filetage GL 14
- **tête d'extraction** compacte et robuste, avec rodage inférieur 29/32
- **flacon** à fond rond



extracteur	rodage condenseur	flacon	réf.	Prix HT
30 ml	29/32	100 ml	EZ6201	
70 ml	34/35	100 ml	EZ6202	
100 ml	45/40	250 ml	EZ6203	
150 ml	45/40	250 ml	EZ6204	
200 ml	45/40	250 ml	EZ6205	
250 ml	45/40	500 ml	EZ6206	
300 ml	60/46	500 ml	EZ6207	
500 ml	60/46	1000 ml	EZ6208	
1000 ml	71/51	2000 ml	EZ6209	

**Extracteurs selon Soxhlet
avec condenseur d'Allihn**

- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- permet de faire l'extraction par solvant en continu d'une espèce chimique contenue dans une poudre solide, séparation efficace avec de petites quantités de solvants
- appareils complets constitués de :
- **condenseur d'Allihn**, avec filetage GL 14
- **tête d'extraction** compacte et robuste, avec rodage inférieur 29/32
- **flacon** à fond rond



extracteur	rodage condenseur	flacon	référence	Prix HT
30 ml	29/32	100 ml	EZ6211	
70 ml	34/35	100 ml	EZ6212	
100 ml	45/40	250 ml	EZ6213	
150 ml	45/40	250 ml	EZ6214	
200 ml	45/40	250 ml	EZ6215	
250 ml	45/40	500 ml	EZ6216	

**Extracteur selon Soxhlet
avec condenseur de Dimroth
2000 ml**

- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- appareil complet composé de :
- **condenseur de Dimroth**, rodage 45/40, raccords filetés GL 14
- **tête d'extraction** avec bride DN 100, capacité : 2 000 ml
- **couvercle** à collerette plate DN 100, col central rodage 45/40
- **pince** pour DN 100
- **flacon** à fond rond 2 000 ml, col rodé 29/32



extracteur	rodage condenseur	flacon	référence	Prix HT
2000 ml	45/40	2000 ml	EZ6241 [1]	

**Têtes d'extraction
selon Soxhlet**

- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- conformes à la norme DIN 12602, sauf références signalées *
- rodage mâle 29/32
- modèles avec robinet en verre



extracteur	rodage		référence	Prix HT
	mâle	féelle		
Tête sans robinet [1]				
30 ml	29/32	29/32	EZ6221	
70 ml	29/32	34/35	EZ6222*	
100 ml	29/32	45/40	EZ6223	
150 ml	29/32	45/40	EZ6224*	
200 ml	29/32	45/40	EZ6225*	
250 ml	29/32	45/40	EZ6226	
300 ml	29/32	60/46	EZ6227*	
500 ml	29/32	60/46	EZ6228	
1000 ml	29/32	71/51	EZ6229	
Tête avec robinet en verre [2]				
70 ml	29/32	34/35	EZ6232*	
100 ml	29/32	45/40	EZ6233	
150 ml	29/32	45/40	EZ6234*	
250 ml	29/32	45/40	EZ6236	
500 ml	29/32	60/46	EZ6238	

**Têtes d'extractions 2000 ml
selon Soxhlet**

extracteur	bride	référence	Prix HT
2000 ml	DN 100	EZ6245 [2]	