


Extracteurs selon Feststoffe

- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- pour l'extraction de solides chauds
- appareils complets constitués de :
 - **condenseur de Dimroth**, avec filetage GL 14
 - **tête d'extraction** avec cartouches d'extraction en verre
 - **flacon** à fond rond



1 Extracteurs complets

| extracteur | rodage condenseur | flacon | référence | Prix HT |
|------------|-------------------|--------|-----------|---------|
| 70 ml | 45/40 | 250 ml | EZ6331 | |
| 100 ml | 45/40 | 250 ml | EZ6332 | |
| 250 ml | 60/46 | 500 ml | EZ6333 | |

2 Têtes d'extraction pour solides


| pour extracteur | rodage condenseur | référence | Prix HT |
|-----------------|-------------------|-----------|---------|
| 70 ml | 45/40 | EZ6334 | |
| 100 ml | 45/40 | EZ6335 | |
| 250 ml | 60/46 | EZ6336 | |

3 Inserts pour extracteur avec alésages pour solides

| pour extracteur | référence | Prix HT |
|-----------------|-----------|---------|
| 70 ml | EZ6337 | |
| 100 ml | EZ6338 | |
| 250 ml | EZ6339 | |

Extracteurs pour solvants légers spécifiques

- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- pour l'extraction de liquides avec des solvants légers spécifiques
- appareils complets constitués de :
 - **condenseur de Dimroth**, avec filetage GL 14
 - **tête d'extraction** avec disque fritté, porosité 0 et robinet à soupape en PTFE
 - **flacon** à fond rond



1 Extracteurs complets

| extracteur | rodage condenseur | flacon | référence | Prix HT |
|------------|-------------------|---------|-----------|---------|
| 100 ml | 45/40 | 250 ml | EZ6341 | |
| 250 ml | 45/40 | 500 ml | EZ6342 | |
| 500 ml | 60/46 | 1000 ml | EZ6343 | |

2 Têtes d'extraction


| pour extracteur | rodage condenseur | référence | Prix HT |
|-----------------|-------------------|-----------|---------|
| 100 ml | 45/40 | EZ6344 | |
| 250 ml | 45/40 | EZ6345 | |
| 500 ml | 60/46 | EZ6346 | |

3 Tubes distributeurs avec disque fritté, porosité 0, pour solvants légers

| pour extracteur | référence | Prix HT |
|-----------------|-----------|---------|
| 100 ml | EZ6347 | |
| 250 ml | EZ6348 | |
| 500 ml | EZ6349 | |

Extracteurs pour solvants lourds spécifiques

- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- pour l'extraction de liquides avec des solvants lourds spécifiques
- appareils complets constitués de :
 - **condenseur de Dimroth**, avec filetage GL 14
 - **tête d'extraction** avec disque fritté, porosité 0 et robinet à soupape en PTFE
 - **flacon** à fond rond



1 Extracteurs complets

| extracteur | rodage condenseur | flacon | référence | Prix HT |
|------------|-------------------|---------|-----------|---------|
| 100 ml | 45/40 | 250 ml | EZ6351 | |
| 250 ml | 45/40 | 500 ml | EZ6352 | |
| 500 ml | 60/46 | 1000 ml | EZ6353 | |

2 Têtes d'extraction

| pour extracteur | rodage condenseur | référence | Prix HT |
|-----------------|-------------------|-----------|---------|
| 100 ml | 45/40 | EZ6354 | |
| 250 ml | 45/40 | EZ6355 | |
| 500 ml | 60/46 | EZ6356 | |

3 Tubes distributeurs avec disque fritté, porosité 0, pour solvants lourds

| pour extracteur | référence | Prix HT |
|-----------------|-----------|---------|
| 100 ml | EZ6357 | |
| 250 ml | EZ6358 | |
| 500 ml | EZ6359 | |