

**Réacteurs cylindriques en verre,  
avec enveloppe thermostatique**
**Réacteurs cylindriques en verre,  
avec enveloppe thermostatique  
et soupape de soutirage**
**VERRE**  
borosilicaté 3.3


- fond plat
- gradués
- 2 raccords olives filetés (GL14 ou GL18) ou avec bride à bille (KF15 ou KF25), livrés avec et 2 bouchons à vis en plastique

bride	capacité	raccords	dimensions	référence	Prix HT
<b>Raccords filetés GL</b>					
DN 60	0,1 litre	GL14	Ø90 x 135 mm	EZ6950	
	0,25 litre	GL14	Ø90 x 190 mm	EZ6951	
	0,5 litre	GL14	Ø90 x 275 mm	EZ6952	
	0,25 litre	GL 18	Ø130 x 160 mm	EZ6953	
DN 100	0,5 litre	GL 18	Ø130 x 180 mm	EZ6954	
	1 litres	GL 18	Ø130 x 245 mm	EZ6955	
	2 litres	GL 18	Ø130 x 375 mm	EZ6956	
	3 litres	GL 18	Ø190 x 325 mm	EZ6957	
	4 litres	GL 18	Ø190 x 380 mm	EZ6958	
	2 litres	GL 18	Ø190 x 265 mm	EZ6959	
DN 150	3 litres	GL 18	Ø190 x 320 mm	EZ6960	
	4 litres	GL 18	Ø190 x 375 mm	EZ6961	
	5 litres	GL 18	Ø190 x 430 mm	EZ6962	
	6 litres	GL 18	Ø190 x 485 mm	EZ6963	
<b>Raccords bride à bille KF</b>					
DN 60	0,1 litre	KF15	Ø90 x 135 mm	EZ6970	
	0,25 litre	KF15	Ø90 x 190 mm	EZ6971	
	0,5 litre	KF15	Ø90 x 275 mm	EZ6972	
	0,25 litre	KF15	Ø130 x 160 mm	EZ6973	
DN100	0,5 litre	KF15	Ø130 x 180 mm	EZ6974	
	1 litres	KF15	Ø130 x 245 mm	EZ6975	
	2 litres	KF15	Ø130 x 375 mm	EZ6976	
	3 litres	KF15	Ø190 x 325 mm	EZ6977	
	4 litres	KF15	Ø190 x 380 mm	EZ6978	
	2 litres	KF15	Ø190 x 265 mm	EZ6979	
DN 150	3 litres	KF15	Ø190 x 320 mm	EZ6980	
	4 litres	KF15	Ø190 x 375 mm	EZ6981	
	5 litres	KF15	Ø190 x 430 mm	EZ6982	
	6 litres	KF15	Ø190 x 485 mm	EZ6983	
	10 litres	KF15	Ø315 x 530 mm	EZ6984	
	20 litres	KF25	Ø315 x 715 mm	EZ6985	
DN 200	6 litres	KF15	Ø250 x 420 mm	EZ6986	
	10 litres	KF15	Ø250 x 495 mm	EZ6987	

**VERRE**  
borosilicaté 3.3


- embouts GL ou KF selon modèles
- gradués
- livrés avec 2 olives GL14/18 et 2 bouchons à vis

bride	capacité	raccords	dimensions	référence	Prix HT
<b>Raccords filetés GL</b>					
DN 60	0,1 litre	GL14	Ø90 x 245 mm	EZ7010	
	0,25 litre	GL14	Ø90 x 300 mm	EZ7011	
	0,5 litre	GL14	Ø90 x 385 mm	EZ7012	
DN 100	0,25 litre	GL 18	Ø130 x 275 mm	EZ7013	
	0,5 litre	GL 18	Ø130 x 295 mm	EZ7014	
	1 litres	GL 18	Ø130 x 360 mm	EZ7015	
	2 litres	GL 18	Ø130 x 490 mm	EZ7016	
	3 litres	GL 18	Ø190 x 440 mm	EZ7017	
	4 litres	GL 18	Ø190 x 495 mm	EZ7018	
DN 150	2 litres	GL 18	Ø190 x 375 mm	EZ7019	
	3 litres	GL 18	Ø190 x 430 mm	EZ7020	
	4 litres	GL 18	Ø190 x 485 mm	EZ7021	
	5 litres	GL 18	Ø190 x 540 mm	EZ7022	
	6 litres	GL 18	Ø190 x 595 mm	EZ7023	
	10 litres	GL 18	Ø315 x 640 mm	EZ7024	
<b>Raccords bride à bille KF</b>					
DN 60	0,1 litre	KF15	Ø90 x 245 mm	EZ7030	
	0,25 litre	KF15	Ø90 x 300 mm	EZ7031	
	0,5 litre	KF15	Ø90 x 385 mm	EZ7032	
	0,25 litre	KF15	Ø130 x 275 mm	EZ7033	
DN 100	0,5 litre	KF15	Ø130 x 295 mm	EZ7034	
	1 litres	KF15	Ø130 x 360 mm	EZ7035	
	2 litres	KF15	Ø130 x 490 mm	EZ7036	
	3 litres	KF15	Ø190 x 440 mm	EZ7037	
	4 litres	KF15	Ø190 x 495 mm	EZ7038	
	2 litres	KF15	Ø190 x 375 mm	EZ7039	
DN 150	3 litres	KF15	Ø190 x 430 mm	EZ7040	
	4 litres	KF15	Ø190 x 485 mm	EZ7041	
	5 litres	KF15	Ø190 x 540 mm	EZ7042	
	6 litres	KF15	Ø190 x 595 mm	EZ7043	
	10 litres	KF15	Ø315 x 640 mm	EZ7044	
	20 litres	KF25	Ø315 x 825 mm	EZ7045	
DN 200	6 litres	KF15	Ø250 x 535 mm	EZ7046	
	10 litres	KF15	Ø250 x 665 mm	EZ7047	
	20 litres	KF25	Ø365 x 710 mm	EZ7048	