

Agitateur magnétique chauffant
30 litres

capacité max.
30 litres

temp. max.
+500°C



- plaque en vitrocéramique, haute résistance aux produits chimiques et transfert de chaleur efficace
- boîtier métallique recouvert d'une peinture époxy, excellente résistance aux produits chimiques
- moteur électrocommuté sans balais
- écran LCD
- contrôle précis de la vitesse et de la température
- régulation de la température directement dans le milieu agité grâce à une thermosonde externe Pt1000, précision

de $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ (AG6065 seulement)

- alarme visuelle clignotante « plaque chaude » lorsque la température est supérieure à $+50^{\circ}\text{C}$, même si la plaque est éteinte
- connecteur de données sur carte SD
- minuterie 1min-99h59min
- sécurité de surchauffe à $+540^{\circ}\text{C}$

Agitateur magnétique chauffant
20 litres

capacité max.
20 litres

temp. max.
+340°C



- plaque en acier recouvert de céramique, haute résistance aux produits chimiques et transfert de chaleur efficace
- boîtier métallique recouvert d'une peinture époxy, excellente résistance aux produits chimiques
- moteur électrocommuté sans balais
- écran LCD, affichage de la température, vitesse et temps
- contrôle précis de la vitesse et de la température
- régulation de la température directement dans le milieu agité grâce à une thermosonde externe Pt1000, précision de

$\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ (AG6072 et AG6075 seulement)

- alarme visuelle clignotante « plaque chaude » lorsque la température est supérieure à $+50^{\circ}\text{C}$, même si la plaque est éteinte
- interface RS232 contrôle à distance par PC et la transmission des données
- minuterie : 1min-99h59min
- sécurité de surchauffe à $+420^{\circ}\text{C}$

capacité	30 litres
température	jusqu'à $+500^{\circ}\text{C}$
puissance de chauffe	1350 W
plaque	vitrocéramique
dimensions surface	254 x 254 mm
vitesse	100 à 1 500 tr/min
minuterie	1min-99h59min
protection	IP21
dimensions / poids	328 x 424 x h138 mm / 7 kg
puissance	1400 W
alimentation	230 V, 50 Hz
Agitateur	AG6060
Agitateur AVEC sonde Pt100 et pince de fixation	AG6065
tige de fixation pour sonde en option	AG817

capacité	20 litres
température	jusqu'à $+340^{\circ}\text{C}$
puissance de chauffe	500 W
plaque	acier recouvert de céramique
dimensions surface	$\varnothing$ 135 mm
vitesse	100 à 1 500 tr/min
minuterie	1min-99h59min
protection	IP42
dimensions / poids	160 x 280 x h85 mm / 2,8 kg
puissance	550 W
alimentation	230 V, 50 Hz
Agitateur	AG6070
Agitateur AVEC sonde Pt100	AG6072
Agitateur AVEC sonde Pt100 et pince de fixation	AG6075